



HOFFMANN'S



HOFFMANN'S
www.hoffmann-dental.com



HOFFMANN'S


أهلًا وسهلاً

شركة Hoffmann's هي من رواد الصناعة السنية الألمانية وتقوم منذ ١٢٥ سنة بتطوير المواد المضمونة المستعملة في طب الأسنان المحافظ والترميمي. وتتشكل بإتباع أحدث طرق التصنيع واستعمال المواد الخام الطبيعية منتجات ذات تقبل حيوي عالي من الجسم وفعالية كبيرة.

أسمنت الفوسفات من شركة Hoffmann's هو الأكثر شيوعاً بين مواد التثبيت، والذي لا تخلو منه أي عيادة تتبع أسلوب العمل المستديم. ونحن نستغني بشكل مقصود عن إستعمال المونوميرات ومواد الملء النانو. ونركز في عملنا على عقاقير طبيعية المصدر مثل طب النحل والمعالجة بالأوزون. وهذا ما يميزنا كشركة عائلية الملكية في الجيل الثالث.



رائد الصناعة السنية



كيميائي ومخترع ومؤسس شركة

وقد حصل ابتكار هوفمان الطبي السني بسرعة على زبائن شاكرين في كل أنحاء العالم واحتفظ حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى بموقع احتكاري في السوق. وصورة المخترع أوتو هوفمان موجودة اليوم في الكثير من العيادات السنية في كل أنحاء العالم. وتعتبر أصناف الاسمنت من شركة هوفمان اليوم من المواد الأكثر استعمالاً في العيادات السنية لتثبيت التيجان والجسور بمعدل يبلغ ٤٠٠٠٠ تطبيق يومياً.

أسست شركة Hoffmann Dental Maufaktur من قبل مبتكر أسمنت الفوسفات الدكتور أوتو هوفمان Dr. Otto Hoffmann. ولد أوتو هوفمان في عام ١٨٥٤ في قرية على سفح جبال الهارتز. ونشأ في ظروف متواضعة، ودرس الكيمياء في برلين ولايبزيغ وحصل على شهادة الدكتوراة عام ١٨٧٨ في مدينة Würzburg. وقام أوتو هوفمان ككيميائي مستقل بتصنيع مجموعة من المنتجات في مخبره في برلين، وسجل بعضها ببراءة اختراع. وفي عام ١٨٩٢ نجح في تحقيق اختراع ذو أثر مستمر حتى اليوم: الأسمنت السني.



رائد الصناعة السنية



لحية مدهشة

هلموت (١٩٠٩) و إنجبرج (١٩٠٩) وديتيرت (١٩١٦). وقد زارا معاً كهواة جمع اللوحات الفنية العصرية العديد من المعارض، مثل معرض Secession في برلين. وقد كلف أوتو هوفمان مهندس العمارة Ludwig Otto من برلين ومهندس الحدائق Hans Hallervorden من بلدة Dessau ببناء الفيلا الفخمة في منطقة Grunewald (والبيت والحديقة هما اليوم تحت حماية مصلحة الآثار). وهناك أيضاً جانب موسيقي في حب أوتو هوفمان للفن، وهو العزف على البيانو. وكان يمارس هذه الهواية ثلاثة ساعات يومياً في غرفة خاصة للموسيقى. ويحكي أبنه ديتيرت أنه كثيراً ما كان يصغي لعزف أبيه في طفولته. ولكن جوهر حياة أوتو هوفمان يبقى على كل حال عمله ككيميائي، الذي استمر يمارسه بإخلاص حتى عمر ٨٣ سنة.

هي اليوم العلامة المميزة التي توزعها الشركة في المعارض والمؤتمرات في كل أنحاء العالم. كان أوتو هوفمان يهوى السفر. وقد زار المعرض الدولي في باريس عام ١٩٠٠. وقام برحلة دراسية إلى منطقة أرخبيل سفالبارد في عام ١٩٠٣. ولكن شغفه لم ينحصر في المناطق البعيدة بل جذبته المرتفعات أيضاً. وقد شارك بصفته عضواً في الجمعية الألمانية للمناطيد الجوية بعدة جولات بالمنطاد. وقادته جولاته الجبلية حتى أعلى قمم جبال الألب. وفي حفلة رقص لجمعية برلين لعشاق تسلق جبال الألب عام ١٩٤١ تعرف أوتو على حبه الأكبر: السيدة Lucie Steeger التي تصغره بثمانية وعشرين سنة. وتزوجا في شهر يوليو من العام التالي في كنيسة Dom التي كانت قد شيدت حديثاً في برلين، وأنجبا في الأعوام التالية ثلاثة أولاد:



تاريخ أسمنت فوسفات الزنك ثورة صناعية في طب الأسنان



« دعني أثبت داخل السن
وأعطني لحمه مسكناً.
من السن سأمتص دمه
ومن لحم السن سأمتص لبه. »

مبتكرو هذه المادة على تركيبة هذه المادة سرية بشكل تام. وكان يمكن الحصول على ١٢ أونصة من هذه المادة بعد دفع مبلغ ٢٠ جنيه استرليني أو ١٥٥ تالر - وهو مبلغ هائل في ذلك الوقت - لدى صاحب مصرف في مدينة دريسدن. وقد اشتكى الناس في ذلك الوقت من السعر المرتفع وأكثر من ذلك من صعوبة الحصول على هذا المستحضر. وعند وفاة الأب ومن ثم الابن Rostaing بفارق زمني قصير حملا سر تصنيع هذه المادة معهما إلى القبر. وكانت المواد المكونة للمستحضر معروفة (أكسيد الزنك وحمض الفوسفور) ولكن بقي التصنيع في الفرن العالي الحرارة أمراً مستحيلاً بالنسبة لطبيب الأسنان. وأول من نجح بالإستناد إلى الفكرة الأساسية وراء مستحضر Rostaing Dentinage بتطوير أسمنت سني عالي الجودة بعد عدد لا يحصى من التجارب هو الكيميائي أوتو هوفمان، وتسنى له كذلك تصنيع هذا الأسمنت بشكل مضمون وبسعر مقبول على مستوى صناعي. وبعد أن عبر كبار أطباء الأسنان في أمريكا وألمانيا والنمسا عن إعجابهم بهذا الأسمنت نزلت لأول مرة في ١٢ فبراير/ شباط ١٨٩٢ ١٠٠ قطعة من هذا الأسمنت الذي طوره أوتو هوفمان بشكل رسمي إلى الأسواق.

هذه الأبيات مكتوبة على لوح طيني من العصر البابلي القديم. فقد اعتبرت «ديدان السن» سبب آلام الأسنان قبل ٢٨٠٠ سنة. وكان لابد من مرور عدة آلاف من السنين قبل اكتشاف السبب الحقيقي لآلام الأسنان والبدء بمكافحتها بشكل دائم.

لقد كان من نتائج الأحداث الجارفة للثورة الصناعية، التي أدت إلى تطورات سريعة في القطاع الطبي والطبي السني، نمو الطلب في الحصول على حلول محترفة في العناية بالأسنان. وقد بدأ في منتصف خمسينات القرن التاسع عشر البحث المكثف عن مواد حشو سنية ملائمة. ولاقى بعض الوصفات تقييماً سلبياً في ذلك الوقت. وهكذا نقرأ في وصف كتلة عرفت بكونها ملاط سني مؤلف من ١٢ جزء من أكسيد الكالسيوم و ١٢ جزء من حمض الفوسفور: « هذا المزيج صالح فقط للإستعمال خلال ٢-١ دقيقة ولا يمكن خلطه بسبب قابليته العالية للتفتت. »

وتوفرت لأول مرة في عام ١٨٥٨ مادة صالحة فعلاً للإستعمال، وهي التي نصح بإستعمالها طبيب أسنان الملك في مدينة دريسدن Augustin Rostaing، وقام أبنه، الكيميائي Charles Sylvester Rostaing بتصنيعها تحت اسم "Cäment" - وأطلق عليها كذلك اسم Rostaing Dentinage أو Rostaing Cementplombe. وقد حافظ

السريري الطويل. لذا فإن أسمنت فوسفات الزنك يعتبر المعيار الذهبي بين مواد التثبيت، الذي تقارن به المواد الأخرى.

حافظ أسمنت الفوسفات حتى مطلع الحرب العالمية الأولى على موقع احتكاري في الأسواق وبقي على مدى أجيال طويلة مادة عمل مهمة في طب الأسنان. وليس في تاريخ طب الأسنان مادة أخرى لاقت مثل هذا النجاح

جودة على مدى أجيال أمان متوج بالجوائز



الخام إلى منتجات، وتجري كل الإختبارات في مخبر الشركة الخاص.

ولكي تحتوي العلب التي تحمل علامة Hoffmann's بالفعل منتجات Hoffmann's قامت شركة Hoffmann Dental Manufaktur كأول شركة في الصناعة السنية تحمل علامة تجارية بإدخال علامات حماية من الغش على علب منتجاتها. وقد حصل هذا الجمع بين المظهر التقليدي الجميل والمعايير العصرية على تقدير رفيع في إطار منح جوائز التصميم ٩. International Corporate Desgin في عام ٢٠٠٥.

منتجات Hoffmann's مطابقة لمواصفات CE ومرخص العمل بها حسب قواعد FDA كما تحمل منذ عام ٢٠١٤ علامة حلال الإسلامية.

إن المحافظة على الشروط القانونية والنظم الخاصة بالمواد تشكل الحد الأدنى من طموح شركة Hoffmann Dental Manufaktur.


إن الخبرة العملية للعاملين ووعي كل من أفراد الشركة بأهمية الجودة يشكلان محرك التطور المستمر في السعي لضمان الجودة في هذه الشركة العائلية المملكية.

منذ نهاية القرن التاسع عشر حدد مؤسس الشركة أوتو هوفمان بذاته المسعى السائد حتى اليوم بإنتاج المواد السنية على مستوى صناعي، بحيث تتوفر هذه المواد لتزويد أكبر عدد ممكن من البشر بالعناية الطبية السنية المحترفة.

وقد حصل سعيه لتحقيق الجودة في إطار المؤتمر الدولي الخامس لأطباء الأسنان الذي نظمته الإتحاد الدولي لأطباء الأسنان FDI في برلين عام ١٩٠٩ على الميدالية الفضية. وقد تابع الجيل الثاني تطوير هذا الهدف بثبات. وكان السيد Dietbert Hoffmann منذ عام ١٩٦٧ عضواً فعالاً في الهيئات الألمانية والدولية للتقييس المسؤولة عن وضع وتطوير المعايير الخاصة بمواد العمل.

واليوم يشمل المعيار ISO/TC ١٠٦ Dentistry الذي تشارك في تشكيله شركة Hoffmann Dental Manufaktur كل النشاطات المتعلقة بالعمل الطبي السني.

كما قام المدير الحالي للشركة، السيد Tobias Hoffmann في عام ١٩٩٥ بترسيخ العمل بنظام مراقبة للجودة يعكس كل نشاط الشركة. وتضمن المراقبة الصارمة للمواد الخام والمنتجات النهائية إلى جانب المراقبة المنتظمة خلال مراحل العمل المراقبة الدقيقة لكامل سلسلة تحويل المواد



أسمنت الفوسفات تقنية الخلط خطوة فخطوة



بنقاء الذهب!

نصيحة

تتألف الأدوات المثالية للخلط من صفيحة زجاجية كبيرة وثخينة وملوق مريح في الحمل من الفولاذ المقاوم للصدأ.

وبالنظر للتفاعل الناصر للحرارة خلال عملية الخلط تتم إضافة المسحوق دوماً بمقادير قليلة إلى السائل. في طريقة التقديم التقليدي يتم تقسيم كمية السحوق إلى أربعة أقسام (٨/١، ٨/١، ٤/١، ٢/١) ويتم باستعمال الملوق مزج هذه الأقسام الأربعة بدءاً بالقسم الأصغر مع السائل. ويجب تمديد الكتلة فوق الصفيحة من وقت لآخر للسماح بخروج حرارة التفاعل بأفضل شكل ممكن. يبلغ الوقت المخصص للمزج ٩٠ ثانية. لكن الصعوبة الأكبر وهي في نفس الوقت الجانب الأهم في عملية المزج تكمن في تحديد كمية المسحوق التي يجب إضافتها إلى السائل في كل مرة. ويمكن كقاعدة عامة تجنب وجود فائض من السائل وتزويد المزيج بسخاء بالمسحوق.

المزج التقليدي باليد

يمكن أن يؤدي تاج أو جسر سني مثبت بأسمنت الفوسفات من Hoffmann's عمله لعشرات السنين في فم المريض. ولكن النجاح يتحقق بشكل مثالي فقط عند تحضير الأسمنت بعناية. ولهذا الغرض يتم مزج عنصري الأسمنت المكونين من المسحوق والماء باليد. هذا الأسلوب يضمن تحقيق فوائد عديدة، منها ملائمة زمن التحضير والكمية والقوام بشكل فردي مع العمل المراد إجراؤه. وتوفر Hoffmann's لهذا الغرض شكلين لتقديم المادة. الأولى بالنمط التقليدي في زجاجة للمعايرة الحرة أو بشكل عبوة معايرة بشكل مسبق بنمط READY2MIX في علب تحوي أصابع جاهزة وأنبوب يحوي السائل.



نصيحة

مراقبة القوام
طريقة اختبار تشكّل الخطاف

يتم تحديد إشباع المسحوق بصرياً بواسطة اختبار تشكّل الخطاف. لهذا الغرض يتم سحب ذروة من الكتلة بالملق. عند تعذر سحب ذروة أو عندما تسيل قطرات من الأسمنت من الملق يجب إضافة مسحوق إلى المزيج.

التبطين

يتحقق القوام اللازم للتبطين عندما يمكن تشكيل خطاف من الذروة التي سحب من الكتلة دون أن يلتوي هذا الخطاف ويندمج بالكتلة من جديد.

التثبيت





يتحقق القوام اللازم للتبطين عندما تعود الذروة المسحوبة من الكتلة إليها ببطء. أما إذا نزلت في الكتلة بسرعة فيمكن تصحيح القوام بإضافة بعض المسحوق. وعندما لا تنزل الذروة داخل الكتلة بل تبقى فوقها يكون القوام أمتن من المطلوب. في حالة القوام المتين أكثر من المطلوب يجب إعادة الخلط من جديد، لأنه من غير الممكن إضافة السائل بعد بدء الخلط.

ملاحظة TIP

لايجوز خلط الأسمنت بشكل أقل كثافة في الأعمال التي يتطلب إجراءها وقتاً أطول، لأن ذلك يؤدي لنقص في متانته. في هذه الحالة يمكن بدل الأسمنت السريع التصلب استعمال الأسمنت ذو التصلب العادي الذي يوفر زمن تحضير أطول.

مراقبة القوام
نظام READY2MIX

نصيحة




فيلم تعليمي عن المزج

WWW.READY2MIX.DE

الكيمياء واللصق

يتركب مسحوق وسائل أسمنت الفوسفات بشكل أساسي من أكسيد الزنك وحمض الفوسفور. وأكسيد الزنك هو أحد العناصر المكونة لمراهم الجروح لدى الرضع، أما حمض الفوسفور فهو موجود داخل المعدة وكذلك داخل أحد أشهر المشروبات في العالم: الكولا.

المكونات الكيماوية في أسمنت الفوسفات هي لاعضوية فقط. وكل من مكوناته ذو تقبل جيد من الجسم، تماماً كالنتيجة النهائية. ويتفاعل أكسيد الزنك وحمض الفوسفور معاً ليشكلا بلورة تسمى هوبايت حسب التفاعل التالي:



ويزداد عدد بلورات الهوبايت بزيادة كمية المسحوق المضاف إلى الخليط وتحسن خواص الأسمنت بذلك. وتؤثر كمية بلورات الهوبايت بشكل خاص على قابلية الأسمنت للإنحلال.





كان من المعروف منذ زمن الرومان القدماء أن الرمل النهري وحده يصلح لبناء البيوت. وأقل أنواع الرمل ملاءمة للبناء هو رمل الصحاري، الذي تكون حبيباته مدورة نتيجة فعل الرياح القوية.

آلم الحمض؟

يمكن عند استعمال أنواع أسمنت فوسفات الزنك في حالات خاصة حدوث ما يسمى آلم الحمض. ويتسبب هذا الآلم نتيجة تأثير الحموض وتخريشها للعصب بجوار لب السن، وليس له علاقة بحرارة تفاعل الأسمنت، وهو يزول فوراً بعد التصلب. يمكن تجنب آلم الحمض من خلال عدم تقليل كمية المسحوق المنصوح باستعمالها والمزج طبقاً للتعليمات. بالإضافة لذلك يمكن تحضير الحفرة بطلاء واقى مثل طلاء Kopallack من Hoffmann's.

اللصق الميكانيكي المجهري

يلتصق أسمنت الفوسفات بشكل ميكانيكي مجهري. ومن المهم هنا من ناحية أولى تحضير السن بشكل صحيح. وتذكر المصادر الطبية على الدوام زاوية تحضير مثالية بقيمة ٩٠°. عدى ذلك يجب أن يتمتع سطح التعويض بنوع من خشونة. ويتم التوصل إلى أفضل الخواص الميكانيكية المجهرية للأسمنت من خلال التوزيع المثالي لحجم الحبيبات، والذي يكون شكله المثالي كمنحني جاوس مع حبيبات صغيرة وأكبر حجماً في مجال ٢٥ ميكرون. وتضاف إلى ذلك خشونة سطح الحبيبات. فالحبيبات المصقولة دون أي خشونة سطحية لا تلتصق. لقد طورت شركة Hoffmann Dental Manufaktur قبل عشرات السنين تقنية طحن خاصة. في هذه التقنية يتم طحن الأسمنت على ثلاث مراحل طحن حتى التوصل إلى الحجم الصحيح للحبيبات - ويمكن تحت المجهر تبين ذلك، فالحبيبات ذات اشكال زاوية وحواف مدببة.



الأوجينول العشبة المباركة




وذكر على سبيل المثال في مؤلفات جالينوس (١٣١ - ٢٠١ ميلادي) ومؤلفات الراهبة الألمانية هيلدجارد فون بينجن (١٠٩٨ - ١١٧٩). ويذكر بشكل خاص هنا التأثير المخفف لآلام الأسنان. وقد وصفت الراهبة هيلدجارد هذا النبات بكونه عشبة مباركة.

بذلك يمكن اعتبار زيت القرنفل أقدم علاج معروف لأوجاع الأسنان، والمستعمل حتى اليوم في الصيدليات المنزلية وكذلك في عيادات أطباء الأسنان. وهو يستعمل بالدرجة الأولى للإسعاف الأولي وللحشو المؤقت، وله أثر مسكن موضعي ومخفف للألم ومهدئ ومضاد للجراثيم.

تستعمل شركة Hoffmann's زيت القرنفل العطري المستورد من أندونيسيا في تركيبة مادة Proxi Apex، مادة حشو جذور الأسنان الدائم وكذلك في تركيبة Hoffmann's Pulpine - مادة التغطية البيولوجية لحماية لب السن.

أوجينول هو أسم المركب الأساسي ذو الفعالية الدوائية لزيت القرنفل الطبيعي والمستخرج من شجرة القرنفل. ويوجد الأوجينول أيضاً في نباتات أخرى كالفلفل الحلو والقرقة والغار أو في حشيشة المبارك المدينية (Geum urbanum) التي موطنها الأصلي شمال أوروبا، ولكن ليس بتركيزات عالية كما في القرنفل.

شجرة القرنفل (Syzygium aromaticum) هي صنف نباتي من فصيلة الآسيات (Myrtaceae)، التي موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا. وعثر على أقدم أثر للقرنفل في أوعية فخارية في سوريا تعود إلى ١٧٠٠ سنة قبل الميلاد. وقد نقلت القوافل عبر طريق البخور هذا الزيت العطري إلى أوروبا. واعتبر زيت القرنفل في العصور القديمة والعصور الوسطى من المواد الثمينة، التي انحصرت استعمالها في الطبقات الحاكمة. وقد عرف التأثير المعقم والمخفف للآلام لزيت القرنفل منذ قرون طويلة.



Syzygium aromaticum

زيت الزيتون أقدم دواء في العالم



الألدهيد المخفف للآلام. ويمنع ذلك إنتاج المواد الدالة المسؤولة عن ردود الفعل الإلتهابية.

وتؤثر متعددات الفينول الموجودة في زيت الزيتون كمضادات التأكسد الأخرى بشكل مثبط للإلتهاب ومحسن للصحة. إلى جانب ذلك يحرض فيتامين E ومركب السكوالان تجدد الخلايا وتقاوم تهيج الجلد المترافق بإضطراب دوره الوظيفي كحاجز. لذا يكون تأثير زيت الزيتون إيجابياً بصورة خاصة على اللثة والصحة الفموية بشكل عام. وهو يحمي من نزيف اللثة ويزيل الجراثيم المعششة داخل الجيوب اللثوية.

يستخرج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون oleo europaea وهو مركب بشكل أساسي من حموض الزيت غير المشبعة ويحتوي كميات قليلة من حموض زيت الكتان وحمض النخيل. ويكون صنفان من مضادات التأكسد المتعددة الفينول الموجودة ضمن تركيب الزيت مسؤولان بالدرجة الأولى عن تأثيره الصحي: Oleuropein و Oleocanthal. وزيت الزيتون قادر بفضل الأوليروبين على تعطيل عمل الجذور الحرة وبالتالي مقاومة آلية تشكل الأمراض. ويحرض الأوليروبين النظام المناعي في الجسم ويبطئ من مسار هرم شجرة الزيتون. أما الأوليوكانتال فهو نوع من



Olea europaea



زيت الخروع أعجوبة طبية

نسبة عالية من فيتامين E (توكوفيرول). وبخلاف زيوت الزيتون (ألفا توكوفيرول) تكون النسبة الأكبر في زيت الخروع هي من الغاما والدلتا توكوفيرول. ويلعب هذان المركبان دوراً مهماً في ربط الجذور الحرة وبالتالي يكون لها دور أساسي كمادة مضادة للتأكسد. وقد ثبتت فعالية زيت الخروع لمكافحة الجراثيم غير الهوائية الممرضة الموجودة في الفم.

ويستند مركب O3 Oil Hoffmann's على زيوت الزيتون والخروع المشبعة بالأوزون لمعالجة الأمراض الالتهابية الجرثومية لدواعم الأسنان. وتلعب هذه الزيوت النباتية المشبعة بالأوزون دوراً مضاداً للجراثيم ومخففاً للالتهاب. بذلك تساهم في إعادة تشكيل البيئة الجرثومية الصحيحة للفم.

يستخرج زيت الخروع من بذور نبتة الخروع *ricinus communis*. وقد ذكرت هذه النبتة الطبية المنتشرة في كل منطقة حوض البحر المتوسط والمستعملة كنبتة تزيينية في سفر يونان في العهد القديم من الأنجيل، حيث ورد أن « الله قد جعل الخروع ينمو فوق يونان ليكون ظلاً فوق رأسه..»

وتحتوي بذور الخروع مادة الريسين الشديدة السمية، والتي تستخلص بشكل تام دون أي بقايا خلال عملية العصر. وزيت الخروع مركب بنسبة ٨٧% من جلسيريدهات حموض زيت الخروع. كما يحتوي إلى جانب حموض زيت الخروع على نسب قليلة من حموض زيت الكتان وحموض النخيل والشمع. وزيت الخروع معروف بإحتواءه على



Ricinus communis



استعمال الأوزون في طب الأسنان



الدكتور فادي صباح (بيروت، لبنان)

الأوزون في الطبيعة

الأوزون هو أحد أهم عوامل التنقية الموجودة في الطبيعة الى جانب وظيفته كعامل وقائي من الأشعة فوق البنفسجية الزائدة.

يتفاعل الأوزون، الذي يتكون بواسطة البرق خلال العواصف الرعدية عند شلالات المياه، مع ملوثات الهواء، وهو السبب في نضارة الهواء بعد العواصف الرعدية و حول شلالات المياه. تستخدم خصائص التطهير و التنقية للأوزون في معالجة مياه الشرب و الصرف الصحي، وفي مجال الأغذية و المشروبات، وكذلك في تطبيقات صناعية أخرى.

الأوزون في الرعاية الصحية

بعد وقت قصير من اكتشافه حوالي عام ١٨٤٠ على يد العالم الألماني شونباين، كان الأوزون يستخدم في بعض التطبيقات الطبية بشكل رئيسي في ألمانيا، واستخدم الدكتور فيش، طبيب الأسنان السويسري، الأوزون في ممارسته لطب الأسنان سنة ١٩٣٢. واليوم يستخدم الآلاف من المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم الأوزون بشكل روتيني في الطب و طب الأسنان و الطب البيطري.

الأثار النظامية البيولوجية الرئيسية لدى استعمال الأوزون هي زيادة في نشاط الأيض، وتحسين أكسجة الأنسجة، وتحفيز المواد المضادة للأكسدة

الذاتية، وتعديل الحصانة، والتي تساهم في التحكم بمجموعة متنوعة من الأمراض الطبية و علاجها. (2nd Ed Madrid Declaration ISCO3, ٢٠١٥, ISBN: ٩٧٨-٨٤-٦٠٦-٨٣١٢-٤)

تستخدم التطبيقات الموضعية للأوزون بشكل رئيسي في التحكم بالجروح الملوثة ومعالجتها، وفي معالجة الحروق، والتقرحات وأفات الأنسجة الرخوة، نظراً لفعاليتها العالية المضادة للميكروبات والمساعدة على شفاء الأنسجة و تجديدها من خلال جرعات مدروسة.

يستخدم الأوزون (غاز أو مياه موزونة) عادة في معظم إجراءات طب الأسنان و يجب توليده في العيادة بسبب عمره النصفى القصير. إن تسوس الأسنان و أمراض اللثة، و كذلك عواقبهما، تعتبر من بين المشاكل الصحية الأكثر شيوعاً لدى عموم الناس، و تشكل التكاليف العالية الناجمة عنهما عبئاً مالياً على الضمان الاجتماعي و المرضى.

سبب كلا المرضين من بين عوامل أخرى خاصة، هو البيوفيلم المصاب حيث يكون للأوزون في جميع أشكاله (غاز أو مياه و زيوت موزونة) قدرة عالية على قتل الميكروبات و أكسدة السموم و الأحماض و المركبات الالتهابية، مما يجعله مساعد فعال في إعادة ترميم المحيط السليم و بالتالي يساعد في مسار الشفاء الطبيعي.

ويلعب الأوزون إلى جانب التقنيات الحديثة للتشخيص والعلاج المبكر وطرق المداخلة بالحد الأدنى من البضع دوراً هاماً في الوقاية من تسوس الأسنان ومعالجته، من خلال إعادة التمعدين في الأنسجة المصابة و التقليل من عمليات علاج الأقينية في حالات التسوس العميقة. وفي التحكم بأمراض اللثة و علاجها، لا يساعد الأوزون فقط في إزالة الميكروبات و المواد السامة، و إنما قد يساعد أيضاً في تعديل المناعة المحلية الذاتية العالية تجاه البيوفيلم المصاب بمرض إتهابي مزمن، وهو الأمر الذي صار يشكل معضلة كبيرة في بعض الأمراض الخطيرة المجموعية المرتبطة بالفم.

يستعمل غاز الأوزون من خلال أطباء متمرسين في العيادة و لا ينصح باستعماله في المنزل من قبل المرضى. ويمكن استعمال المياه و الزيوت الموزونة في المنزل مع التقيد بإرشادات الطبيب المعالج الذي يأخذ في الحسبان الجرعة الكاملة المطبقة، في العيادة و المنزل، و المحددة طبقاً للحالة السريرية و تطورها.

الكلفة الصغيرة للزيوت الموزونة ومدة صلاحيتها العالية و فعاليتها، تجعل استعمالها مفيداً في العيادة و المنزل. يدل مؤشر الأكسدة في الزيوت الموزونة على كمية الأوزون المستعملة و نوعية الزيت. كل ما زاد مؤشر الأكسدة، زادت قوة الزيت الموزون. ويستخدم زيت موزون ذو مؤشر أكسدة عالي، متوسط أو منخفض، في الطب العام و طب الأسنان بالتوافق مع الحالة السريرية. ويستعمل بشكل عام مؤشر أكسدة عالي في الحالات الملوثة جداً، و من ثم يتم خفضه تدريجياً خلال مرحلة الشفاء. أيضاً تحدد مدة و كيفية الاستعمال حسب الحالة السريرية.

تطبيقات الزيوت الموزونة في طب الأسنان: أمراض و التهاب اللثة، بعد العمليات الجراحية، التقرحات، آفات الهريز و الحمى، جروح الأنسجة الطرية، التهاب الأنسجة حول الزرعات.


منتج هوفمان Oil PeriO٣ هو من زيتون الزيتون وزيت الخروج المعالج بالأوزون مع كمية عالية من البيروكسيد.

الدكتور فادي صباح (بيروت، لبنان)، عضو في الجمعية الدولية للأوزون والمؤتمر العالمي لطب الأسنان بالحد الأدنى من البضع، زميل معهد تكساس للدراسات السنية المتقدمة.



استعمل العالم والفيلسوف المسلم ابن سينا (٩٨٠ - ١٠٣٧) العكبر لمعالجة الجروح الناجمة عن رؤوس الرماح.

البروبوليس المضاد الحيوي للنحل




بالعكبر لحماية مسكنها. وبعد ذلك ينزع النحل الجسم الغريب والعكبر الملتصق به من الخلية.

ويقدر عدد المركبات التي يحتويها العكبر بحوالي ٣٠٠ مركب، من بينها الحديد والنحاس والسيلين والزيوت العطرية وفيتامينات A و E. ويرجع التأثير المضاد للأكسدة للعكبر إلى العدد الكبير من مركبات متعددة الفينولات والإسترات، وبشكل خاص الفلافونيدات. وهذه الأخيرة مسؤولة بالدرجة الأولى عن الخواص المقوية للمناعة والمثبطة للإلتهابات في العكبر، وهي تستعمل منذ زمن طويل في الطب.

يستعمل العكبر الموجود في منتجات Hoffmann's Pulpine و Hoffmann's Pulpine NE و Hoffmann's Pulpine Mineral لمعالجة النخر العميق وللتغطية المباشرة للب الأسنان.

يستخدم النحل مادة البروبوليس أو العكبر لحماية خلايا النحل من الأمراض. وهو يستخدم لسد الفتحات في خلايا النحل ولعزل الأجسام الغريبة المجلوبة من الخارج. وأسم هذا الصمغ ذو اللون العسلي وذو الرائحة الحلوة، أي البروبوليس، مركب من الكلمة اليونانية «برو» التي تعني قبل و«بوليس» أي المدينة، وهو بذلك وصف لوظيفة الحماية التي يؤديها العكبر لحماية خلايا النحل.

القسم الأكبر من العكبر مؤلف من بلسم غبار الطلع والصمغ الطبيعي الذي تجمعه عاملات النحل من براعم وخدوش في أشجار البتولا والزان والنغت والهور. وتقوم النحلات الفتية بجمع هذا الصمغ الطري نتيجة تعرضه لأشعة الشمس في فمها وتنقله بعد لصقه على أطرافها إلى الخلية. ويقوم النحال بجمع العكبر من خلال وضع جسم غريب داخل الخلية، فيقوم النحل بتغطية هذا الجسم



Propolis

البروبوليس: المعجزة الدوائية

مجالات الإستعمال في عيادة طب الاسنان

المستندة إلى العلاج الطبيعي



الأستاذ Prof. Werner Becker
(كولونيا، ألمانيا)



ويمكن تفسير فعالية العكبر من خلال مثال. فقد يحدث أن يخطئ فأر طريقه ويدخل خلية نحل. عندها يتم قتله بسم النحل فوراً ومن ثم تغطيته بالعكبر، بسبب عدم إمكانية نقله خارج الخلية كالكانثات الحية الصغيرة الأخرى. ويقوم العكبر بحفظ جثة الفأر لسنوات طويلة. فلا تتعرض للتفسخ، حتى بدرجة حرارة الخلية التي تكون بحدود ٣٧° مئوية. بل على العكس من ذلك فلا يعثر في لحم الفأر الميت على أي منتجات لتفسخ البروتينات، مثل الثيوأثير والمركبتان.

طريقة تأثير العكبر

يرتكز تأثير العكبر بالدرجة الأولى على تحريض الخلايا للمفاوية من نوع T و B. وتشمل الحماية عدي ذلك الأغشية المخاطية، التي تشكل مدخلا أساسيا للجراثيم، ومركبات العكبر الفعالة كالفلافونيدات والفيتامينات. وتغطي هذه المواد الأغشية المخاطية بطبقة واقية مضادة للجراثيم والفيروسات، يستمر

تعتبر الأوبئة التي لم يتوفر علاج لها في السابق السبب في إختفاء معظم أنواع الحيوانات التي لم تعد موجودة اليوم. والأمراض مختلف بالنسبة للنحل. فقد توفر لديها من خلال العكبر (البروبوليس) أحد أقوى الأسلحة ضد الجراثيم والفطور. والنحل يستخدم هذه المادة في مداخل خلاياه، بحيث يسد بها الثقب الذي يدخل من خلاله إلى الخلية ويغطي بها المكان الذي يستقر عليه عند دخوله. بذلك يكون على كل نحلة تريد الدخول إلى الخلية أن تمر فوق هذا البساط المعقم، بحيث يتم بذلك إزالة كل المواد الخطرة وإبطال مفعولها.

وتفسر هذه الآلية استمرار النحل لزمان طويل خلال التاريخ الحيواني. هذه الظاهرة مثيرة بشكل خاص للعجب من وجهة نظر المناعة تجاه المضادات الحيوية: فهنا يستلزم الأمر تطوير منتجات جديدة باستمرار، لأن المنتجات السابقة فقدت فعاليتها بسبب مناعة الجراثيم تجاهها. ولكن الجراثيم لا تمتلك أي مناعة تجاه العكبر.

مفعولها لساعات طويلة. بهذه الطريقة يؤثر العكبر ضد الجراثيم والفيروسات والفطور.

للعكبر مفعول مخدر. أما الفلافونيدات الموجودة داخل العكبر فتتمتع بتشكيل البروستاغلاندين المسؤول عن الإحساس بالألم. وليس للفلافونيدات، التي تسمى أيضاً الأسبيرين الطبيعي، أثر سلبي على المعدة كباقي أدوية الأوجاع الأخرى، لأنها كمادة طبيعية موجودة أصلاً داخل الجسم. وتستعمل مستخلصات العكبر في روسيا مثلاً للتخدير الموضعي في طب الأسنان. فتأثيرها أقوى خمس مرات من المورفين وفعاليتها أكبر.

الاستعمال في مجال الأسنان والفم والفكين

التهابات الفم والحلق

في حال التهاب الفم أو الحلق يمكن تناول مزيج بنسبة ١:١ من العكبر والعسل، يترك ليذوب ببطء في الفم. وهناك إمكانية أخرى تتمثل في تناول العكبر المسحوق وغليه كالشاي ثم شرب المغلي بهدوء.

نخر الأسنان

نسبة النجاح في معالجة النخر السني واللب المفتوح باستعمال مستحضرات العكبر عالية جداً. ويسمح التطبيق المباشر لمستحضر من العكبر والأويجينول وأكسيد الزنك في السن المتعرض للتخرب العميق بالمحافظة على حيوية السن. وهذا المستحضر الذي طوره الدكتور Dr. André Kaczmarek في عام ١٩٩٩ هو اليوم Hoffmann's PULPINE.

اللب المفتوح

منذ عشر سنوات أقوم بمعالجة كل المرضى المصابين بالنخر السني أو اللب المفتوح بنجاح كبير باستعمال Hoffmann's PULPINE (المسمى

ومن المزايا المهمة الأخرى للفلافونيدات، قدرتها على ربط المعادن الثقيلة وبالتالي طرحها عبر الكلية خارج الجسم. بذلك تمنع حدوث عمليات الربط البيوكيميائية داخل الجسم بين المعادن الثقيلة والبروتينات وبالتالي تخزين هذه المواد السامة في مستودعات الجسم المختلفة، كالدهن ونسج الغدد والنسج العصبية.

والبروتينات الثقيلة في أماكن داخل الجسم مثل الأنسجة الدهنية والأنسجة العصبية وأنسجة الغدة.

سابقاً Proxipulpine). بذلك يبقى لب الأسنان حياً والأسنان دون أي ردود فعل سلبية على الإطلاق. كذلك يمنع طلي Hoffmann's PULPINE على شكل طبقة رقيقة بالفرشاة فوق جذعات الأسنان المجلوخة الألم الناجم عن الجليخ. باستعمال هذه المستحضرات يصبح الخوف من اللب المعرض للحفر من منسيات الماضي.

وقد أصبحت بعض ألباب الأسنان التي تعرضت لمعالجة لينة من قبل مساعدتي (حيث أنني أنا شخصياً لا أقوم بعمل حشوات لينة) نظيفة كلياً بالرغم من أنها كانت مصابة سابقاً بالجراثيم ولم تظهر أي عوارض سلبية فيها خلال مدة المراقبة (حوالي عشرة شهور). كذلك لم تظهر أي ردود فعل عامة من الجسم. ويتوفر من Hoffmann's PULPINE مستحضر ذو أسلوب تطبيق مخصص للحشوات اللينة وهو PROXI APEX.

الأستاذ الدكتور Prof. Prof. h. c. Dr. med. Dent. Werner Becker هو طبيب أسنان يمارس الطب الطبيعي ويعمل في الوقت نفسه كمعالج طبيعي في عيادته الخاصة، وهو مؤسس ورئيس الاتحاد الألماني لأطباء الأسنان العاملين حسب مبادئ الطب الطبيعي (BNZ)، ورئيس لجمعية التقويم السني الشمولي (GKO).

الجوتابيرشا شجرة منتجة للعصير

Palaquium gutta



التي بدء تجريبها للإستعمال في مجالات كثيرة. أما لعيادة طب الأسنان العصرية فهناك شكلان فقط مهمان من أشكال الجوتابيرشا: أوتاد الجوتابيرشا لحشو قنوات الجذور، وجوتابيرشا السد للإغلاق المؤقت للحفر. تتميز الجوتابيرشا بخواص عزل حرارية ممتازة وملائمة حيوية عالية وفعالية مضادة للجراثيم مثبتة سريرياً (فالجراثيم غير قادرة على التثبيت فوق سطحها).

يتم تسخين قضبان الجوتابيرشا قبل الإستعمال حتى تصبح طرية وقابلة للتشكيل بدرجة حرارة ٥٠° ومن ثم يمكن إدخالها في الحفرة السنية بشكلها المتبدل بالحرارة. إزالة الجوتابيرشا تتم بسرعة ودون حفر.

قضبان الجوتابيرشا من Hoffmann's مركبة من مادة الجوتابيرشا الطبيعية التي أضيف إليها أكسيد الزنك وشمع النحل. مصدر الجوتابيرشا المستعملة لدينا هي جزيرة جاوا، وهي بيضاء تقريباً وتتمتع بدرجة نقاء عالي. وتباع الجوتابيرشا من Hoffmann's فقط في أنابيب قابلة للإغلاق المحكم من جديد للمحافظة على ليونتها.



الجوتابيرشا قريبة في تصنيفها النباتي من الكاوتشوك الطبيعي. والمورد الأساسي للبرينات المتعددة أو الأيزوبرينات المتعددة هي شجرة الجوتابيرشا (Isonandra gutta) الموجودة في الغابات الإستوائية في ماليزيا وإندونيسيا. وماليزيا هي أصل أسمها أيضاً: getah تعني مطاط، و percha تعني شجرة. ويتم الحصول على عصير الشجرة (اللاتكس) عادة من خلال صنع حروز في قشرة الشجرة. كما أن هناك طرق تسمح باستخلاص الجوتابيرشا من الأوراق والاغصان باستخدام مواد حالة محددة.

في عام ١٨٤٣ تعرف الإنكليزي مونتجومري على هذه المادة الخام المثيرة في سنغافورة، وعرف على الفور خواصها المفيدة. وبعد وقت قصير من جلبه بعض العينات إلى أنكلترا بدأ استيراد هذه المادة إلى أوروبا بكميات كبيرة. وتم التغلب على خطر أنقراض هذه الأشجار المنتجة للعصير من خلال تأسيس مزارع لها. وأنتشر استعمال هذا المنتج الطبيعي في وسط القرن التاسع عشر لصنع كرات الجولف والحلى وأغراض التزيين. كما استعملت الجوتابيرشا بفضل خواصها العازلة على مدى عشرات السنين لتغليف الأسلاك الكهربائية.

شهد عام ١٨٤٧ بدء استعمال الجوتابيرشا في العيادات الطبية السنية حيث استعملت لأول مرة كمادة للحشو في الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل ذلك كان يستعمل الرصاص المذاب لهذا الغرض. وهذا هو أصل الكلمة المعروفة «رصرة». وقد استبدل الرصاص بالجوتابيرشا،




صمغ اللك الحضور البراق لقملة



بالأغصان كقشرة صلبة يجمع مرتين في السنة الواحدة. يتم حل القشرة عن الأغصان يدوياً بألات خاصة ويصفي الصمغ بدرجة حرارة عالية في خرق قماشية. وتلزم منتجات استقلاب ٣٠٠,٠٠٠ قملة صمغ لإنتاج كيلوغرام واحد من صمغ اللك. وتظهر المادة الخام تبعاً لنوعها بألوان مختلفة من الأحمر الداكن وحتى البني والأصفر.

في شركة Hoffmann Dental Manufaktur يستعمل فقط صمغ اللك الثمين من الهند. وتنتج الصفائح القاعدية من Hoffmann's بشكلين مختلفين لل فك العلوي والسفلي. ويستعملها فني المخبر السني كصفائح حمل لأعمال التشكيل لتوضيع الأسنان الصناعية وكذلك كأساس لتسجيل العضة والطبعات الفردية. ليس لصمغ اللك بخلاف المواد البلاستيكية المتصلبة بالضوء أو الذاتية التصلب التي يكثر استعمالها في طب الأسنان أي محاذير فيزيولوجية وهو يتفكك بشكل بيولوجي.

صمغ اللك هو ناتج التعايش بين شجرة وحشرة، ويتميز بخواص مرونة حرارية طبيعية. ويستعمل صمغ اللك منذ القرن ١٥ (محولاً في الكحول) لطلاء الأثاث والأدوات. وقد أشتهر عالمياً في نهاية القرن التاسع عشر بشكل أسطوانة الجراموفون. ولا يرجع نجاح أسطوانة الجراموفون إلى Emil Berliner مخترع الجراموفون وحده، بل إلى حشرة بطول ٠,٥ مم تحمل اسم Coccus lacca، أي قملة الصمغ. يعود اسم لك إلى الكلمة السنسكريتية "Lakh"، التي تعني «كثير دون نهاية». وتستوطن أعداد لا تحصى من قمل الصمغ في مستعمرات ضخمة في الشجيرات الفتية، وخاصة في شجرة التين المقدس Ficus religiosa أو التين الهندي Ficus indica. وتنتج أنثى قمل الصمغ طلاءً من خلال هضم المنتجات الصمغية للأغصان الفتية داخل أجسامها. وتحاط هذه الأنثى بذاتها شيئاً فشيئاً بالصمغ كلياً وتموت، بينما تتطور داخلها من ٣٠-٢٠ يرقة، تخرج من ثقب كحشرات. وما يتبقى من الصمغ الصلب الذي يحيط



فيلم فيديو حول الموضوع:
www.hoffmann-dental.com





الطحالب قوة البحر

وبالإضافة لذلك يلعب دوراً مهماً بسبب قوامه الهلامي في تحقيق المرونة والمتانة الداخلية للخلايا.

وتستخرج الجينات الصوديوم المستعملة في Hoffmann's Fungan من الطحالب البنية الغنية بشكل خاص بالعناصر النادرة والفوكويدان وذات التأثير المضاد للجراثيم والمعرض للتمعدن. بالإضافة لذلك تتميز ألبينات الصوديوم بخاصة مهمة تجعل منها فريدة من نوعها للإستعمال في مسحوقنا لتثبيت الطواقم السنية: فبفضل ألبينات الصوديوم تتحقق خواص التصاق مثالية ويتم تحرير المادة الفعالة المضادة للفطور بشكل مثالي. وتتميز خاصية قتل الفطور المحصورة في مكان العدوى فقط بثبات كمية المادة الفعالة التي يتم تحريرها، أو مايسمى فعل النسيج لمسحوق التثبيت.

الطحالب هي أقدم النباتات على كوكبنا. ويقدر الباحثون أن هناك حوالي ١٠٠,٠٠٠ نوع مختلف من الطحالب. وتقوم الطحالب من خلال عملية التناضح الاسموزي بتصفية وتخزين العناصر النادرة والأملاح المعدنية الثمينة. وغنى الطحالب بالحموض الأمينية والأملاح المعدنية والعناصر النادرة والفيتامينات فريد من نوعه في العالم النباتي.

والمركبات الأكثر فائدة للصحة في الطحالب هي الفوكويدان Fucoïdan المستخرج بالدرجة الأولى من طحلب laminaria japonica وحمض الألجينييك. ويلعب الفوكويدان دوراً مهماً في عملية تجديد النسيج الخلوية ويملك قدرة كبيرة على تخفيف الالتهابات. أما حمض الألجينييك فيفيد الطحالب في تثبيت جدران خلاياها.



Delesseria Hookeri, Lyall

الكوبال

كهرمان فتي لحماية لب السن



وتعتبر أصناف الكوبال من شرق أفريقيا الأجود، لأنها تشابه الكهرمان بخواصها أكثر من الأنواع الأخرى. أصناف الراتنج المستحاثية التي تسمى أيضاً الكوبال الناضج صلبة وصعبة الانحلال والانصهار. أما الأصناف ذات الأهمية الصناعية الأكبر فهي أنواع الكوبال المكتسب في وقت حديث، وكذلك الكوبال الشجري، الذي يجنى مباشرة من الأشجار كراتنج طازج. وقد استوردت إلى أوروبا في مطلع القرن العشرين آلاف الأطنان من الكوبال لتصنيع الطلاء. حيث استعملت الأصناف الأصعب لتصنيع أنواع الطلاء الأكثر مقاومة. أما اليوم فتستعمل مواد صناعية على الأغلب في صناعة الألوان. بينما تستخدم أصناف الكوبال مثلها مثل أصناف الراتنج الطبيعي بشكل خاص في المجالات التي ماتزال تولي أهمية خاصة للتقنيات القديمة (بشكل خاص في الدهانات) وفي المجالات التي تتطلب استعمال مواد ملائمة بيئياً (مثل تصنيع اللينوليوم).

أنواع الكوبال المستعملة من قبل شركة Hoffmann Dental Manufaktur لتصنيع الطلاء الذي يحمل نفس الأسم هي أنواع حديثة الإكتساب من أندونيسيا. يتم تجميع الكوبال في الإيتانول بحيث يحصل بذلك تبعاً لخواصه اللونية على لون فاتح أو أكثر قتامة كما في الشاي الهندي Darjeeling Tea.

يستعمل الكوبال لتصنيع كتل الطبقات المتغيرة بالحرارة، وهو يمنح هذه الكتل بريقها المميز ومتانتها. ويستعمل طلاء الكوبال قبل كل شيء كطلاء للحفر السننية لحماية لب السن.



درج استعمال أسم كوبال كمصطلح جامع لأنواع الراتنج المستحاث والحديث ذو الخواص المختلفة والمصدر النباتي المختلف. وكلمة كوبالي هي لفظة دخيلة من لغة النهاوتال، لغة الآزتك القدماء، وكان سكان أمريكا الأصليين يستعملون هذه الكلمة لتسمية راتنج التدخين الذي يقدم كتضحية للآلهة على المذابح. والكوبال يشبه في مظهره الكهرمان ويمكن أن يحتوي أحياناً كالراتنج داخله محتبسات من الحشرات أو غيرها من الحيوانات الصغيرة، مما يجعل منه مادة مستحبة للجمع من قبل الهواة. ويمكن أن يكون الكوبال دون لون تقريباً وشفافاً أو يأخذ أحياناً لوناً أصفر حتى أحمر بني. يوجد الكوبال المستحاث في كل أطراف الكرة الأرضية في مواقع على عمق عدة أمتار تحت السطح. وقد يبلغ عمر هذا الكوبال المستحاث أحياناً عدة آلاف من السنين، فهو بذلك أحدث عمراً من الكهرمان الذي يبلغ عمره عدة ملايين من السنين. يتشكل الراتنج الطبيعي من جروح قشرة أشجار الصنوبريات أو البقوليات. وتوصف أصناف الكوبال تبعاً لمصدرها: كوبال زنجبار، كوبال مانيلا، وندراً تبعاً للنبتة التي نتجت منها، مثل كوبال كاوري، المسمى تبعاً لشجرة التنوب الكاوري النيوزيلاندية (agathis australis).


Agathis Australis





«الجراثيم لم تحتاجنا حتى الآن ابداً لكي تبقى على قيد الحياة، ولكن وجودنا غير ممكن من دونها.»

Jean-Marie Pelt («حق الأضعف» ، ٢٠١١)



طب الأسنان المستديم الأثر كتحد للدكتور Dr. Eudier

والجراثيم السيئة. فكل منها له وظيفته، في حين تنقصنا نحن في معظم الأحوال القدرة على التمييز.

إن الطبيعة توفر لنا مجموعة كبيرة متنوعة من المواد المعدنية، القادرة كما هو معروف على ملء النسيج الصلب للسن المنخور. ويمكن لنا بالإستناد إلى هذه المعلومات أن نحاول خلق الشروط الملائمة لصحة الفم وشفاء اللب من خلال استعمال المواد الفعالة الطبيعية ذات التأثير الجرثومي المنظم مثل الزنك والنحاس والبروبوليس (العكبر) أو الأوزون. ويبقى الهدف على الدوام المحافظة على السن الحي ووظيفته بالتماشي مع المبدأ المعروف في تقاليد أبقراط:

«في معالجة الأمراض يصح أمران: الإفادة أو عدم الأذى.»

منتجات Hoffmann's هي نتيجة البحث الطويل والدؤوب. وهي منتجات فعالة وطرق معالجة ضرورية لطب الأسنان المستديم وثبتت فعاليتها في العمل اليومي في كل أنحاء العالم.

ينظر إلى الجراثيم والفيروسات منذ عصر إكتشاف «الكائنات الدقيقة» في القرن التاسع عشر عموماً كأعداء. وتوصف بكونها دخلاء تتسلل إلى داخل العضوية لتتكاثر على حساب خلايا الجسم. والجراثيم من الكائنات المرهوبة الجانب. ويبدو أن إفنائها هو الحل الوحيد الممكن لتجنب الأمراض أو الشفاء منها.

تعيش آلاف من أنواع الجراثيم بشكل طبيعي في جوف الفم. والأمراض الفموية ترجع بالفعل إلى الجراثيم. ولكن عقامة جوف الفم يبقى أمراً غير قابل للتحقيق مهما تنوعت مواد التعقيم المستعملة لغسل الفم. فالفم مدخل أساسي وجوفه منطقة حياة أساسية للفيروسات والجراثيم. بمراعاة هذا الواقع يصح التساؤل، أليس من الأفضل الإستفادة من هذا التنوع الكبير للجراثيم بدل محاولة محاربتها. أليس خلق بيئة جرثومية متوازنة هو القاعدة الضرورية لإعادة تشكيل جوف فموي سليم ومتجانس ؟ ويمكن في الحالة المثالية التوصل إلى تقليل كمية الجراثيم الممرضة مع دعم الجراثيم المرممة.

إننا هنا نتحرك في أرض معقدة السبل، فلا يمكن لأحد أن يحدد بشكل أكيد ماهي الجراثيم الجيدة



النحاس عنصر نذر يقوم بالتنظيف

أسمنت شفاء طبيعي بالكوبال والنحاس أسلوب الحد الأدنى من البضع

طور هذا الأسلوب التالي شرحه للمعالجة بالحد الأدنى من البضع لتسوس العاج البدائي من خلال الحفر مع استعمال حاجز نحاسي مضاد للجراثيم من قبل السيد Dr. N. Minotti (سويسرا) و السيد Dr. Jean-Pierre Eudier (لوكسمبورغ).



الصورة ١ الصورة ٢ الصورة ٣ الصورة ٤

١. نخر عميق مع التهاب لب عكوس

٢. تحضير الحفرة
يتم تحضير الحفرة بشكل إختياري (غير كامل). وتترك طبقة من العاج الناقص التمعدن على قرن اللب لتجنب فتح اللب.

٣. تطبيق الحاجز النحاسي
يتم طلي طبقة رقيقة من مزيج طلاء الكوبال والأسمنت الشفاء الحواوي على النحاس على جدران الحفرة والعاج بواسطة فرشاة نبوذة ثم تجفف بالهواء المضغوط.

٤. ملء الحفرة بالأسمنت الشفاء الحواوي على النحاس
ملأتم كحشوة مؤقتة لمدة طويلة ولكن الحل المستديم يتطلب استعمال الذهب أو الخزف التام. وعند استحالة ذلك بالنظر لميزانية المريض المحدودة يمكن الإستعاضة عنها بحشوات ملغم مشبعة بالنحاس أو بالحشوات البلاستيكية - وفي الحالة المثالية بطريقة etch & bond التخريش ثم اللصق دون TEGDMA أو HEMA.

أسمنت شفاء ووقاية قاتل للجراثيم

تستعمل الخلائط الحاوية على النحاس منذ عشرات السنين بنجاح في طب الأسنان. وهي توفر رعاية ترميمية مستمرة إلى جانب الوقاية الممتازة من التسوس الثانوي. أسمنتات الفوسفور الحاوية على النحاس تحمي منذ أكثر من قرن من النخر الثانوي. وقد أثبت Schmalz في عام ١٩٧٧ أن أسمنت النحاس يتميز بمفعول قاتل للجراثيم مستمر، يتجاوز بشكل واضح تأثير الأسمنتات التي لاتحوي النحاس.

ويعود الفعل المضاد للجراثيم إلى تحرير شوارد النحاس. فالتحرير المستمر لشوارد النحاس يؤدي إلى تقليل واضح في نشاط الجراثيم في محيط السن المعالج وبالتالي إلى أثر إيجابي مستمر.

المجالات التقليدية لاستعمال أسمنت النحاس هي الأسنان اللبنية. وبالإشتراك مع طلاء كويال يمكن مضاعفة التأثير الوقائي - ميكانيكياً وكيميائياً.

ومن مجالات التطبيق الحديثة نسبياً تثبيت التيجان والجسور على الغرسات للوقاية من التهاب ماحول الغرسة.

كان النحاس هو أول معدن تعلم الإنسان تشكيله في العصر الحجري الحديث، أي قبل حوالي ١٠,٠٠٠ سنة. والكلمة بذاتها مشتقة من اللاتينية من cuprum aes) cuprium)، التي تشير إلى جزيرة قبرص مركز استخراج وتعدن النحاس في العصور القديمة. وكان التأثير القاتل للجراثيم للنحاس معروفاً منذ القدم. واستعمل المصريون القدماء النحاس لتعقيم مياه الشرب، بينما وصف أبوقراط الكوسي في مؤلفاته معالجة الجروح المفتوحة بالنحاس. واليوم لا يمكن فقط التأكد من المفعول القاتل للجراثيم للنحاس بل يمكن تفسيره ويجري الحديث هنا في حالة الفضة عن الفعل بمقادير قليلة: فشوارد النحاس تؤدي لتعطيل الأسقلاب الجرثومي وتنكس الحموض الأمينية DNA. ويتميز النحاس بخلاف الفضة بقابليته لتجديد ذاته ولذا يبقى على الدوام قاتلاً للجراثيم.

ويعتبر النحاس بالنسبة لجسم الإنسان من العناصر النزرة ذات الأهمية الحيوية. وتقدر الحاجة اليومية المنصوح بها حسب توصيات الجمعية الألمانية للتغذية من ١ حتى ١,٥ مغ. وعلى سبيل المثال تغطي ١٠ غرامات من الشوكولاته الحاجة اليومية من النحاس.





علاج طبيعي للثة على أساس من زيت الزيتون وزيت الخروع المعالجين بالأوزون



"بعد ١٠ سنوات من التطبيق ثبت بالإختبار السريري أن المستحضر الطبي FUNGAN ملائم للإستعمال ولأمساوى له."

الصيدلانية
Dipl.pharm Christiane Curtze

يجمع بين التأثير المثبت للطواقم والتأثير المضاد للفطور. يحتوي على الميكونازول.



HOFFMANN'S PERIO₃ Oil



HOFFMANN'S FUNGAN

المزايا

- مستحضر طبيعي
- المحافظة على البيئة الجرثومية السليمة للفم
- يعيق تشكل اللويحات
- تأثير طويل المدى
- دون إضافة مضادات حيوية أو كورتيزون
- خالي من الكحول



مجالات الأستعمال

- التهاب اللثة المزمن والحاد
- التهاب محيط الغرسة
- التهاب الفم
- التهاب دواعم الأسنان
- التهاب الشفة
- بعد التنظيف المحترف للأسنان

طريقة التأثير

يتشكل الأكسجين النشط المتحرر ببطء نتيجة إتحاد الأوزون مع زيت الزيتون وزيت الخروع. ويؤثر الأكسجين والزيت بشكل معيق لنمو الجراثيم غير الهوائية مع المحافظة على صحة اللثة. ويستعيد الوسط الجرثومي الطبيعي للفم توازنه الطبيعي من جديد. بذلك يتم تجنب استعمال الكلورهيكسيدين زالمضادات الحيوية لحد كبير.

طريقة التأثير

يجمع هذا المستحضر خاصية تثبيت الطواقم السنية مع التأثير القاتل للفطور. ويصل معدل النجاح في معالجة التهاب الفم الناتج عن الطواقم السنية المتراقد مع عدوى المبيضة البيضاء إلى ١٠٠٪ بعد ثلاثة أسابيع. ويؤمن ألجين الصوديوم المستخلص من الطحالب البنية فعل التثبيت القوي للمسحوق وكذلك التحرير الثابت للمادة الفعالة. المستحضر يحوي الميكونازول.



مجالات الأستعمال


- التهاب الفم الناجم عن الطواقم السنية
- عدوى المبيضة البيضاء

المزايا


- تحمل جيد جداً من الجسم
- وسيط لصق ثابت ومرن متوافق بمواد سريعة الفعالية
- معدل النجاح في التهاب الفم الناجم عن الطواقم السنية المتراقد بعدوى المبيضة البيضاء: ٩٠ - ١٠٠٪ بعد اسبوعين، ١٠٠٪ بعد ثلاثة أسابيع
- يحمي الغشاء المخاطي للفم من مواضع الضغط والجروح

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84047	3 ملل	يحتوي زيت الزيتون والخروع المشبعين بالأوزون

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84067	10 غ مسحوق	ألجينات، نترات الميكونازول



لتثبيت التيجان المفردة منذ عام ١٨٩٢



الأسمنت التقليدي منذ أكثر من ١٢٠ سنة

أسمنت الفوسفات Hoffmann's - تصلب سريع



أسمنت فوسفات - تصلب عادي		
رقم الطلب	اللون	حجم العبوة
80012- (لون)	01-15	١٠٠X١ غ مسحوق
8001300	---	٤٠X١ ملل سائل
80015- (لون)	01-15	٣٥ X١ غ مسحوق ١٥X١ ملل سائل

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

عرض موجز لأزمة التصلب

أزمة تصلب قصيرة بالمقارنة مع أسمنت الفوسفات العادي
التصلب لتسريع العمل.

مجالات الاستخدام	أسمنت فوسفات عادي التصلب			أسمنت فوسفات عادي التصلب		
	زمن المزج	زمن التحضير	زمن التصلب	زمن المزج	زمن التحضير	زمن التصلب
تثبيت	1:30	3:00	5:00 – 7:30	1:30	2:30	3:00 – 5:30
تبطين	1:30	2:30	3:30 – 5:30	1:30	2:00	2:30 – 4:00

أسمنت الفوسفات Hoffmann's - تصلب عادي



أسمنت فوسفات - تصلب عادي		
رقم الطلب	اللون	حجم العبوة
80022- (لون)	01-15	١٠٠X١ غ مسحوق
8002300	---	٤٠X١ ملل سائل
80025- (لون)	01-15	٣٥ X١ غ مسحوق ١٥X١ ملل سائل

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجالات الاستخدام

- تبطين كل مواد الحشو (الملغم، الكومبوزيت وغيرها)
- تثبيت الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة والخزف المعدني
- تثبيت أكسيد الزركون، وأكسيد الألمنيوم وكذلك خزف ثنائي سيليكات الليتيوم والخزف التام (من أكسيد الزركون، وأكسيد الألمنيوم، خزف ثنائي أكسيد الليتيوم)
- تثبيت التيجان والجسور المحمولة على غرسات
- تثبيت أسرطة التقويم السني
- التثبيت المفرد لأوتاد الجذور والبراغي
- تركيبات الدعامات
- حشوات مؤقتة طويلة المدى

مزايا أسمنت الفوسفات من Hoffmann's

- ثابت الأبعاد - لا يتقلص وبالتالي يمنع تشكل شقوق الحفوف
- ترابط ميكانيكي مجهري ممتاز
- مجال استعمال واسع من الملغم وحتى أكسيد الزركون
- إزالة سهلة جداً للزوائد
- سمية منخفضة جداً للبيئة
- ضعيف التآكل
- خبرة سريرية لأكثر من ١٢٠ سنة

فيلم تعليمي عن المزج
WWW.READY2MIX.DE



ظروف المسحوق المفردة المغلقة بإحكام يمنع تسرب الغازات تضمن الجفاف التام للمسحوق ذو القدرة العالية على امتصاص الماء وبالتالي الخواص المثالية للأسمنت.

أسمنت كربوكسيلات قابل للمزج بالماء - AQUA CC



AQUA CC		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8037010	أصبع ١X١٠ غ مسحوق زجاجة معايرة	عام الأستعمال
8037014	أصبع ١X١٠ غ مسحوق زجاجة معايرة	عام الأستعمال

مجال الأستعمال كأسمنت تبطين

لتعويض تقلص التصلب تحت حشوات البلاستيك. الخواص المادية الخاصة لمادة AquaCC تجعلها مادة تبطين مثالية. AquaCC تتمدد بشكل قليل بحيث تعوض تقلص الكومبوزيت وتمنع تشكل شقوق الحواف. بالإضافة لذلك تعمل AquaCC كحاجز ضد الجذور الحرة المتشكلة خلال عملية التقلص. AquaCC تحوي الزنك وذات فعل مضاد للجراثيم.

أستطبابات أخرى

- تثبيت الترميمات بما في ذلك على الغرسات
- تركيبات الدعامات
- الحشوات المؤقتة الطويلة المدى

التركيب

أكسيد الزنك، أكسيد المنغزيوم، حمض البولي أكريل

الفوائد

- عدم تشكل ألم حمضي، ملائمة بشكل خاص لخدمات الأسنان الحساسة وعند العمل دون مخدر
- متانة تجاه الضغط أعلى بوضوح من المطلوب
- معايرة دقيقة وخواص أسمنت قابلة للتكرار
- تحضير سهل
- إزالة سهلة للزوائد

الجمالية/ نصيحة

متوفر بلونين: لون الأسنان العام والزهري الفاتح. عاتمية أسمنت التبطين تضمن التأسيس المتناسق وتبقى ثابتة اللون لمدة طويلة. باللون الزهري الفاتح يمكن تحقيق تأثير حيوي بشكل خاص.



0%
Monomère

أسمنت الفوسفات بالجرعة المفردة للقرن ٢١

أسمنت فوسفات الزنك - READY2MIX



READY2MIX		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
80024-(couleur)	أصبع ١X٢٠ غ مسحوق أنبوب ١٠X١ ملل سائل	01, 03, 04

التركيب

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المنغزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجالات الاستعمال

- تبطين كل مواد الحشو (الملغم، الكومبوزيت وغيرها)
- تثبيت الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة والخزف المعدني
- تثبيت أكسيد الزركون، وأكسيد الألمنيوم وكذلك خزف ثنائي سيليكات الليتيوم
- تثبيت التيجان والجسور المحمولة على غرسات
- تثبيت أشرطة التقويم السني
- التثبيت المفرد لأوتاد الجذور والبراغي
- تركيبات الدعامات
- حشوات مؤقتة طويلة المدى

READY2MIX Pocket		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8002355	أصبع ١X٥ غ مسحوق أنبوب ٢X١ ملل سائل	03

مزايا مقابل أنظمة الجرعات الفردية الأخرى

- نظام واحد للتبطين والتثبيت والحشوات المؤقتة الطويلة المدى
- تحكم فردي بالقوام
- يعمل دون أجهزة تقنية
- نفايا التغليف أقل ٩٠٪ من الكبسولات

مزايا أسمنت الفوسفات

- لا حاجة للتجفيف
- إزالة سهلة للزوائد
- سمية منخفضة للبيئة
- ينصح به لمرضى التحسس
- تأثير مضاد للجراثيم



فيلم تعليمي عن المزج
www.hoffmann-dental.com

أسمنت شفاي طبيعى بالكوبال والنحاس



حماية طبيعية من التهاب ماحول الغرسة
أسمنت تثبيت مضاد للجراثيم للغرسات

READY2PROTECT COPPERIONCEMENT + COPAL



READY2PROTECT Pocket + Copal		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8007020	أنبوب ١X١٠ ملل سائل أنبوب ٥X١ ملل سائل علبة ١X١ غ مسحوق زجاجة ٥X١ ملل طلاء كوبال	---

التركيب

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم، أملاح النحاس
سائل الاسمنت: أورثو حمض الفوسفور
طلاء الكوبال: كوبال، إيتانول

طريقة التأثير

- ينقل طلاء الكوبال شوارد النحاس القاتلة للجراثيم إلى العاج الفاقد لمعادنه وبتغلغل في صفيحات العاج. بذلك يتم تحريض قوى الشفاء الذاتية وتتم حماية لب السن
 - يتم تعويض العاج الناقص بإسمنت READY2PROTECT. وتشكل طبقة الاسمنت حاجزاً دائماً ضد النخر الثانوي
- مجالات الاستخدام**
- أسمنت دوائي للمحافظة على الأسنان الحية حتى في حالة النخر العميق بالإشتراك مع طلاء الكوبال
 - مع Hoffmann's ومع استعمال حاجز نحاسي معالجة بالحد الأدنى للبضع باستعمال تقنية معالجة ترميمية غير راضحة معدلة
 - حشوات الأسنان اللبينية
 - الحشوات المؤقتة طويلة المدى، كتيمة ضد اللعاب، وتأثير مضاد للجراثيم
 - التبطينات مع مفعول مضاد للجراثيم طويل المدى لكل أنواع الأسنان (وكذلك للأسنان الحية)
 - تبطينات لكل مواد الحشوات (كومبوزيت وملغم)
 - تركيبات الدعامات

READY2PROTECT CEMENT4IMPLANT - COPPERIONCEMENT



READY2PROTECT CEMENT4IMPLANT		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8007015	أصبع ١X٢٠ غ مسحوق أنبوب ١٠X١ ملل سائل	---

READY2PROTECT		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8007010	أنبوب ١X١٠ ملل سائل أنبوب ٥X١ ملل سائل	---

طريقة التأثير

شوارد النحاس قادرة على الحركة بحرية داخل بنية الأسمنت، وتحرر في محيط النسيج في الوقت المناسب. وهي تتفاعل نتيجة ألفتها العالية مع المجموعات الوظيفية للبيتيدات ذات الشحنة السالبة في الجراثيم. ويؤدي تفاعل الترابط الناجم عن ذلك إلى تغيير البنية الجزيئية للبيتيدات، مما يؤدي بدوره إلى فقدانها لوظيفتها. وتصبح البيتيدات (مثل بروتينات النقل المسؤولة عن نقل المواد عبر جدار الخلية) عديمة القيمة بالنسبة لخلايا الجراثيم، التي تموت بنتيجة ذلك. يعيق هذا النشاط المضاد للجراثيم تشكل طبقة البيوفيلم غير المرغوب بها.

التركيب

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم، أملاح النحاس
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجالات التطبيق

- التثبيت النهائي للتيجان والجسور المحمولة على غرسات
- تثبيت الحشوات والتصبغات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة وكذلك الخزف المعدني
- تثبيت الترميمات من الخزف الكلي
- تثبيت أشرطة التقويم السني
- إحاطة مثبتة لأوتاد الجذور والبراغي

مصلحة

- مرئي بالأشعة مما يسهل المراقبة اللاحقة
- إزالة سهلة للزوائد
- تحمله جيد من الناحية الطبية البيئية
- الحساسية ضد النحاس نادرة جداً



مادة تغطية لبب مع الاويجينول والعكبر



HOFFMANN'S PULPINE

المزايا

- بديل مع العكبر والأويجينول للتغطية مقبول حيويًا
- تعديل مراقب لهيدروكسيد الكالسيوم
- توضيح سهل
- تصلب سريع وتام
- مخفف للآلام

مجالات الأستعمال

- النخر السني، التغطية غير المباشرة
- التغطية المباشرة، دوماً من دون التهاب اللب

طريقة التأثير

يتصلب نسيج الأويجينول والعكبر بسرعة ويحد من الآثار الجانبية الممكنة لهيدروكسيد الكالسيوم القلوي مثل التهيج الدائم أو تشكل النخر غير المراقب. تستكمل الخواص المضادة للجراثيم للعكبر الخواص المعقمة التي يتميز بها هيدروكسيد الكالسيوم. تحمل ممتاز من قبل الجسم. ذو تأثير مخفف للآلام.

مضادات الإستطباب

لايستعمل في حال وجود تحسس ضد الأويجينول ومنتجات النحل.

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84016	10 غ مسحوق	مركبات الكالسيوم، مركبات الزنك
84017	10 ملل سائل	إيتانول، أويجينول، عكبر

الإستطبابات


أمثلة عن التطبيقات

	PULPINE	PULPINE NE	PULPINE MINERAL	ENDO REPAIR	ENDO ABSORB	ENDO ABSORB PLUS	PROXI APEX	READY2PROTECT + Copal
النخر السني (التغطية غير المباشرة)	+++	+++	+++	++				++++
التغطية غير المباشرة في حال التهاب اللب القابل للعكس		+++	+++					++++
التغطية المباشرة، دوماً من دون التهاب اللب	+	++	+++	++++				
التغطية غير المباشرة بعد تحضير التاج		+++	++++	++++				
التغطية المباشرة بعد تحضير التاج		++	+++	++++				
تشكل النضج في معالجة قناة الجذر					++++	++++		
النزف في معالجة قناة الجذر					+++	+++		
حشو الجذر (استئصال اللب الحي)							++	
الحشو النهائي للجذر (بعد معالجة غنغينة اللب)							++	
البتر الحي في الأسنان اللبنية				++++				
ثقب قناة الجذر (مؤقت)				++++				
ثقب قناة الجذر (نهائي)				++++				
هو الجذر غير التام (حشو الجذر، مؤقت)				++++				
هو الجذر غير التام (حشو الجذر، نهائي)				++++				
ذروة السن التي تعرضت لفرط التحضير				++++				

ممتاز ++++
جيد جداً +++
جيد ++
ممکن +



بديل خالي من الأويجينول لمواد MTA للتغطية المباشرة وغير المباشرة لللب، يحوي الكعبر.



بديل خالي من الأويجينول لمواد MTA للتغطية المباشرة وغير المباشرة لللب، يحوي الكعبر.



HOFFMANN'S PULPINE MINERAL

المزايا

- يعيد التمدن
- لا تشكل للنخر
- تطبيق سهل
- التصاق ممتاز
- توضع سريع
- معدلات نجاح عالية

مجالات الأستعمال

- نخر الأسنان، التغطية غير المباشرة
- التغطية غير المباشرة مع التهاب اللب القابل للعكس
- التغطية المباشرة، دوماً دون التهاب اللب
- التغطية المباشرة وغير المباشرة بعد تحضير التاج

طريقة التأثير

هيدروكسيل أباتيت الذي يشكل ٧٠٪ من قوام العاج الطبيعي ضمن تركيبة من هيدروكسيد الكالسيوم والكعبر. وهو يشكل نسيج متين جداً دون فراغات ودون تشكيل نخر. تؤدي الخواص القاتلة للجراثيم للكعبر إلى شفاء سهل ودون اختلاطات لنسيج اللب المصاب.

مضادات الإستطباب

لايستعمل عند وجود تحسس ضد منتجات النحل.

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84078	5 غ مسحوق	مركبات الكالسيوم، هيدروكسيد أباتيت
84077	10 ملل سائل	أيتانول، كعبر



HOFFMANN'S PULPINE NE

المزايا

- بديل مقبول حيويًا للتغطية مع الكعبر
- خالي من الأويجينول
- التعديل المراقب لهيدروكسيد الكالسيوم
- استعمال سهل بفضل المزج الرخو
- تصلب سريع ومحكم
- رائحة منعشة

مضادات الإستطباب

لايستعمل في حال وجود تحسس ضد منتجات النحل.

مجالات الأستعمال

- نخر الأسنان، التغطية غير المباشرة
- التغطية غير المباشرة مع التهاب اللب القابل للعكس
- التغطية المباشرة، دوماً دون التهاب اللب
- التغطية المباشرة وغير المباشرة بعد تحضير التاج

طريقة التأثير

يحد النسيج السريع التصلب مع الكعبر من الآثار الجانبية الممكنة لهيدروكسيد الكالسيوم القلوي مثل التهيج الدائم أو تشكل النخر غير المراقب. تستكمل الخواص المضادة للجراثيم للكعبر الخواص المعقمة التي يتميز بها هيدروكسيد الكالسيوم. تركيز منخفض جداً من هيدروكسيد الكالسيوم بقيمة ١,٩٪.

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84056	10 غ مسحوق	مركبات الكالسيوم، أكسيد الزنك
84057	10 ملل سائل	إيتانول، كعبر



مادة حشو دائمة لقنوات الجذور على أساس من الأويجينول وأكسيد الزنك. عاتمية عالية للأشعة



HOFFMANN'S PROXI APEX

المزايا البيولوجية

- تحمل جيد جداً
- تأثير مضاد للجراثيم بشكل لطيف
- دون مضادات حيوية أو كورتيزون
- قيمة pH معتدلة
- لاتهييج للنسيج الرخو الذروي بعد التصلب

طريقة التأثير

Hoffmann's PROXI APEX هي مادة حشو جذور تحوي الأويجينول للمعالجة الدائمة. يتم خلال مرحلة التصلب التي تستغرق ٢٠ دقيقة تعديل درجة الحموضة PH. هذه المادة ذات تأثير رقيق مضاد للجراثيم وتظهر بالأشعة.

مجالات الاستعمال

- مادة حشو نهائية لأقنية الجذور
- بعد استئصال اللب الحي
- بعد معالجة غنغرينة اللب
- بعد قطع ذروة الجذر

المزايا الفيزيائية

- ثبات جيد للجدار
- سد محكم للأقنية بفضل اللزوجة العالية
- تصلب سريع
- عاتمية عالية للأشعة



بديل عن MTA، اسمنت عظمي بيولوجي على أساس من فوسفات الكالسيوم الصافي مع الهيدروكسيل أباتيت



HOFFMANN'S ENDO REPAIR

المزايا

- نسيج على أساس من فوسفات الكالسيوم الصافية
- لاتشكل للنخر
- توضع سهل
- تصلب سريع ومحكم

طريقة التأثير

يضمن النسيج المشابه للعظام والأسنان أقصى درجات التقبل الحيوي. يمنع تشكل النخر ويسمح بشفاء تام دون أي اختلاطات تقريباً لللب السن تحت طبقة العظم الصناعية المتينة.

مجالات الاستعمال

- نخر الاسنان، التغطية غير المباشرة
- التغطية المباشرة، دوماً دون التهاب اللب
- التغطية المباشرة وغير المباشرة بعد تحضير التاج
- الاستئصال الحي في الأسنان اللبينة
- ثقب قناة الجذر، مؤقت/دائم
- النمو غير التام للجذر، حشو الجذر مؤقت/نهائي
- ذروة الجذر المفرطة التحضير

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84086	3,5 غ مسحوق	فوسفات الكالسيوم، هيدروكسيد أباتيت
84087	10 ملل سائل	ماء مقطر دون مواد حافظة

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84026	10 غ مسحوق	مركبات الزنك، مركبات الكالسيوم، أكسيد الزركون
84027	10 ملل سائل	أويجينول



بنتونيت
غضار طبي



مادة حشو مؤقتة للجذور لإمتصاص الناضح الذروي ذات قدرة زائدة على الإمتصاص. عاتمة بالأشعة

علاج مؤقت لقنوات الجذور لإمتصاص الناضح الذروي. عاتم بالأشعة



HOFFMANN'S ENDO ABSORB PLUS



HOFFMANN'S ENDO ABSORB

المزايا

- امتصاص الناضح حتى ١٢٠٪ من وزن المادة ذاتها
- تحمل حيوي عالي بفضل الزيادة المراقبة لقيمة PH وإضافة فوسفات الكالسيوم
- استطاعة زائدة للإمتصاص
- تأثير معقم قوي
- يظهر بالأشعة السينية

مجالات الاستعمال

- معالجة أقنية الجذور المصابة بعد إزالة اللب أو معالجة الغنغرينة
- تحضير قناة الجذر قبل السد الذروي
- عند تشكل الناضح والنزف بعد تحضير قناة الجذر

قدرة الإمتصاص

٣ أسبوع

طريقة التأثير

مادة حشو مؤقت لأقنية الجذور بفاعلية مضادة للجراثيم وبخاصية فريدة: قادرة على امتصاص الناضح حتى ١٢٠٪ من وزنها الذاتي وعلى مدى ثلاثة أسابيع. تظهر بالأشعة. تحوي هيدروكسيد الكالسيوم.

المزايا

- امتصاص الناضح حتى ١٢٠٪ من وزن المادة نفسها
- تحمل حيوي ممتاز بفضل الزيادة المراقبة لقيمة pH وإضافة فوسفات الكالسيوم
- معقم
- يظهر بالأشعة السينية

مجالات الاستعمال

- معالجة أقنية الجذور المصابة بعد إزالة اللب أو معالجة الغنغرينة
- تحضير قناة الجذر قبل السد الذروي
- عند تشكل الناضح والنزف بعد معالجة قناة الجذر

قدرة الإمتصاص

١ أسبوع

طريقة التأثير

مادة حشو لقنوات الجذور مقبولة حيويًا بخاصية فريدة: تمتص الناضح حتى معدل ١٢٠٪ من وزنها الذاتي. ولها في نفس الوقت تأثير مضاد للجراثيم. قدرة على الامتصاص على مدى ٧ أيام. تحوي هيدروكسيد الكالسيوم. تظهر بالأشعة.

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84040	5 غ مسحوق	مركبات الكالسيوم، بنتونيت، مادة تباين للأشعة
84039	10 ملل سائل	كحولات

رقم الطلب	العبوة	التركيب
84035	5 غ مسحوق	مركبات الكالسيوم، بنتونيت، مادة تباين للأشعة
84037	10 ملل سائل	كحولات



مسحوق أسمنت الفوسفات عام الاستعمال للمزج مع ٣ سوائل مختلفة

أسمنت عام الاستعمال HOFFMANN'S



التركيب:


المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيم
السائل: أورثو حمض الفوسفور، حمض البولي أكريل

مزايا الأسمنت العام الاستعمال من Hoffmann's

- قابل للمزج مع ثلاث أنواع مختلفة من سائل الأسمنت
- محبوب لدى التجار لأنه لا يحتاج إلا لمكان واحد

مجال الاستعمال حسب السائل المستعمل

- تبطين كل مواد الحشو (الملغم، الكومبوزيت وغيرها)
- تثبيت الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة والخزف المعدني والخزف التام (من أكسيد الزركون وأكسيد الألمنيوم وخزف ثنائي سيليكات الليتيوم)
- تثبيت التيجان والجسور المحمولة على غرسات
- تثبيت أشرطة التقويم السني
- التثبيت المفرد لأوتاد الجذور والبراغي
- تركيبات الدعائم
- حشوات مؤقتة طويلة المدى
- حشوات الأسنان اللبنية



مادة شهيرة محبوبة منذ ٥٠ سنة
أسمنت بولي كربوكسيلات الزنك للتثبيت والتبطين

أسمنت الكربوكسيلات HOFFMANN'S



التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

أسمنت الكربوكسيلات		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
80312- (لون)	١٠٠X١ غ مسحوق	01-15
8031300	٤٠X١ ملل سائل	---
80315- (لون)	٣٥X١ غ مسحوق	01-15
	١٥X١ ملل سائل	

مجالات التطبيق

- تبطين كل مواد الحشو (الملغم، الكومبوزيت وغيرها)
- تثبيت الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة والخزف المعدني
- تثبيت أشرطة التقويم السني
- التثبيت المفرد لأوتاد الجذور والبراغي
- تركيبات الدعائم
- حشوات مؤقتة طويلة المدى
- حشوات الأسنان اللبنية

مزايا أسمنت الكربوكسيلات Hoffmann's من


- عدم تشكل ألم حمضي
- لجذامات الأسنان الحساسة
- استعمال سهل
- لاتخريش ولاتبطين ولاالصق
- متانة ضد الضغط أعلى بوضوح من المعيار القياسي



في خدمة ليوناردو دافنشي جوف الفم

أسمنت تثبيت على أساس من أسمنت
الفوسفات للمزج مع ألوان فردية لتعديل
ترميمات الخزف التام الشفافة ضوئياً.

ألوان HOFFMANN'S/ HARMONIC SHADES



مجموعة الألوان	اللون	حجم العبوة	رقم الطلب
82200	01, 07, 10, 11, 15	١٠٠X١ غ مسحوق ٣٠X٤ غ مسحوق	
	---	٤٠X١ ملل سائل	
	---	٤٠X١ ملل سائل اختبار	

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور
سائل الاختبار: Propan-I, II, III-Triol

الفوائد

تجريب أنواع مختلفة من الأسمنت في الفم والتثبيت النهائي مع إمكانية:

١. تصحيح لون الترميم على كرسي المعالجة لموافقته مع بقية الأسنان
 - تفتيح (اللون ٠١ والتدرجات الممزوجة مع ٠١)
 - تعتيم (اللون ٠٧، ١٠، ١١)
 - تصحيح لون الترميم (كل الألوان والتدرجات الممزوجة معها)
٢. مطابقة لون جذمات الأسنان المختلفة الألوان
٣. تقليد اللب المروى بالدم

- لاجابة للون عاتم
- لاجابة لشوي تصحيحي
- ألوان معدنية للمواد الغذائية جيدة التحمل
- سائل الاختبار مرخص به كمادة غذائية
- تأثير مؤرج منخفض جداً بالتجانس مع التقبل الحيوي لأصناف الخزف الأكسيدي
- سماكة منخفضة لطبقة الطلي مع توزيع مثالي لحجم الحبيبات لتحقيق ترابط ميكانيكي مجهري ثابت



ألوان HOFFMANN'S/ HARMONIC SHADES



مجموعة الألوان / طلب جديد	اللون	حجم العبوة	رقم الطلب
82201	01 مائل للبياض	١٠٠X١ غ مسحوق	
82507	07 ذهبي بني	٣٠X١ غ مسحوق	
82510	10 أخضر رمادي	٣٠X١ غ مسحوق	
82511	11 أزرق رمادي	٣٠X١ غ مسحوق	
82515	15 زهري	٣٠X١ غ مسحوق	
82300	---	٤٠X١ ملل سائل أسمنت	
88800	---	٤٠X١ ملل سائل تجربة	

المعطيات التقنية	Hoffmann's	Norme-ISO
زمن التصلب	دقيقة 4:00 - 7:30	دقيقة 2:30 - 8:00
المثانة	90 - 130 ميغاباوند	50 ميغاباوند
سماكة الطبقة:	< 20 ميكرون	< 25 ميكرون
ISO 9917		

تستعمل أصناف أسمنت الفوسفات بنجاح ممتاز مع الخزف ذو المثانة أكثر من ٢٠٠ ميغاباوند، ومن بينها أكسيد الزركون وأكسيد الألمنيوم وخزف ثنائي أكسيد الليتيوم. وتكون الترميمات أكثر أو أقل شفافية تبعاً لسماكة الطبقة. ويجب تغطية جذمات الأسنان المختلفة الألوان وتركيبات الأوتاد المعدنية أو دعامات الغرسات قبل ذلك لكي تكون النتيجة الجمالية العامة متناسقة. أصناف أسمنت الفوسفات عاتمة. ويمكن الاستفادة من عاتمية الأسمنت لتحقيق تأسيس متجانس أو حتى لتقليد اللب الحي.

ويمكن مزج ألوان الأسمنت من مجموعة الألوان مع بعضها لمنح لون فردي بشكل مستقل عن عمل المخبر. ويتم التجريب في الفم بمساعدة سائل الاختبار (لا حاجة لتثبيت مؤقت).



اللون ٠٧

اللون ١١

Firma	System	Bezeichnung
3M ESPE AG	Lava TM	Lava TM Zirkonoxid Lava TM Plus hochtransluzentes Zirkonoxid
ACF GmbH	ZirLuna®	ZirLuna® ZirLuna® Sensitive
Amann Girrbach AG	ceramill®	ceramill® zolid fx classic ceramill® zolid fx preshades ceramill® zolid fx multilayer ceramill® zolid classic ceramill® zolid preshades ceramill® zi
Bien-Air GmbH	DC	DC-Zirkon® DC-Zirkon®Col DC-Leolux® DC-Procure® DC Shrink®
Bionah GmbH	BionZ	BionZ Crystal BionZ Diamond BionZ Glass BionZ Coral
CAD Esthetics AB	-	Denzir® Zirconia Magnum Zirconia Plus
DeguDent GmbH	Cercon®	Cercon®ht
Dental Direkt	DD Bio	DD Bio ZW iso DD Bio ZW iso Color DD Bio ZX² DD Bio ZS DD Bio ZK DD Bio Cube X2 DD Bio ZA
Diadem SAS	-	Diazir
DOCERAM Medical Ceramics GmbH	Nacera®	Nacera® Pearl Multi-Shade Nacera® Pearl Shaded 16+2 Nacera® Standard 98 Nacera® Zirkonzahn* 95
Glidewell Laboratories	-	BruxZir® Solid Zirconia
Goldquadrat GmbH		Katana Zirconia ML Noritake Zirprime Quattro Disc Med
Ivoclar Vivadent AG	IPS e.max	IPS e.max Press IPS e.max ZirCAD IPS e.max CAD
Kavo Dental GmbH	-	Zirconia Soft
Kuraray Noritake Dental Inc.	KATANA TM	KATANA TM Zirconia UTML / STML KATANA TM Zirconia ML KATANA TM Zirconia HT

تثبيت التيجان والجسور من الخزف التام

Hoffmann's أسمنت شوارد النحاس
READY2PROTECT
Hoffmann's الألوان المتجانسة

Hoffmann's أسمنت ذو تصلب عادي
Hoffmann's أسمنت ذو تصلب سريع
Hoffmann's READY2MIX

كل أصناف الأسمنت المذكورة أعلاه ملائمة لتثبيت التيجان والجسور من الخزف الأكسيدي (أكسيد الزركون وأكسيد الألمنيوم) وكذلك خزف ثنائي سيليكات الليثيوم بمتانة تفوق ٢٠٠ ميغاباوند. ويمكن التعرف على أنواع الخزف الملائمة لأشهر المنتجين في الجدول التالي، الذي لايحوي بالضرورة كل الأنواع المعروفة.

الاسم التجاري	النظام	الشركة المنتجة
Reinlux Zirkon Zr Premium Reinlux Zirkon Zr Transluzent Reinlux Zirkon Zr Color	Reinlux Zirkon	Luxburg und Reins AG
Z-CAD®HD Z-CAD®HD HTL	-	Metoxit AG
Procera® Zirconia Procera® Alumina	Procera®	Nobel Biocare AG
NexxZr T - Transluzentes Zirkon NexxZr S - Starkes Zirkon	NexxZr T	Sagemax Bioceramics Inc.
Cerec Blocs C Cerec Blocs C PC inCoris ZI inCoris TZI inCoris TZI C inCoris ZI meso	Cerec inCoris	Sirona Dental Systems GmbH
VITA SUPRINITY® VITA YZ HT VITA YZ T VITA In-Ceram YZ VITA In-Ceram AL VITA In-Ceram SPINELL VITA In-Ceram ZIRCONIA VITA In-Ceram ALUMINA	In-Ceram	Vita Zahnfabrik GmbH
Zenostar® MT Zenostar® T Zenostar® MO	Zenostar®	Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG
Prettau® Anterior® Prettau® Zirkon ICE Zirkon Translucent	-	Zirkonzahn Worldwide
Zfx TM Zirconium allround Zfx TM Zirconium eff ect Zfx TM Zirconium Multilayer Zfx TM Zirconium BionX2	Zfx TM Zirconium	Zfx Zirkon



أسمنت فوسفات مضاف إليه النحاس ذو خواص قاتلة للجراثيم

طلاء الكوبال Hoffmann's - طلاء للحفر



أسمنت النحاس Hoffmann's



طلاء الكوبال		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
81901	٥٠ ملل سائل	---

التركيب:

كوبال، إيتانول

مجالات التطبيق

- طلاء واقى للحفر ومعقم لمنع تشكل الحساسية اللاحقة للعمل الجراحي
- طلاء وقاية للحفر قبل حشوات الأسمنت
- إغلاق القنيتات العاجية
- تبطين الحفر قبل حشوات الملغم وترميمات الذهب للحماية من منتجات التآكل
- العزل تجاه الصدمة الحرارية
- طلاء وقاية للسطوح قبل حشوات الأسمنت وقوالب الجبصين

المزايا

- مصنوع من مواد خام طبيعية
- محلول جاهز للاستعمال
- دون كلوروفورم وأيثيل الإثير
- خالي من الفلوريد

أسمنت النحاس		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8072203	١٠٠ X ١ غ مسحوق	---
8072300	٤٠ X ١ ملل سائل	---
8072403	٣٠ X ١ غ مسحوق ١٣ X ١ ملل سائل	---

مجالات الاستخدام

- حشوات الأسنان اللبنية
- تبطين كل مواد الحشو (الملغم، الكومبوزيت وغيرها)
- تثبيت الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور من المعادن الثمينة وغير الثمينة والخزف المعدني والخزف التام (من أكسيد الزركون وأكسيد الألمنيوم وخزف ثنائي سيليكات الليتيوم)
- تثبيت التيجان والجسور المحمولة على غرسات
- تثبيت أشرطة التقويم السني
- التثبيت المفرد لأوتاد الجذور والبراغي
- تركيبات الدعامات
- حشوات مؤقتة طويلة المدى

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، أكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

المزايا

- ثابت الأبعاد - لا يتقلص وبالتالي لا يشكل شقوق عند الحواف
- إزالة سهلة للزوائد
- خطر تأرج منخفض
- مفعول قاتل للجراثيم



أسمنت حشو مؤقت ذو خواص مضادة للجراثيم

HOFFMANN'S EASYFILL



EASYFILL		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8100400	٤٠X١ غ	---
8100401	٤٠X٢ غ	---

التركيب:

أكسيد الزنك، سulfates البوتاسيوم، سulfates الزنك

مجالات الاستعمال

- الحشوات المؤقتة

المزايا

- جاهز للاستعمال
- قوام لين
- سهل التشكيل بأدوات الحشو المألوفة
- تشكل كتلة صلبة حتى في ظروف رطوبة خلال ١٥ دقيقة
- تلاؤم جيد مع حواف الحفر
- إزالته سهلة من الحفرة بمسبر أو مجرفة
- خالي من الأويجينول

Hoffmann's الأسمنت المؤقت



الأسمنت المؤقت		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8100203	٥٠X١ غ مسحوق	---
8100300	٤٠X١ ملل سائل	---

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك، هيدروكسيد المغنيزيوم
سائل الأسمنت: أورثو حمض الفوسفور

مجالات الاستعمال

- الأغلق التقليدي المؤقت لوقت قصير للحفر

مزايا الأسمنت المؤقت من Hoffmann's

- يسهل إزالته من جديد من الحفرة
- ثابت تجاه اللعاب لمدة شهر
- ملائم حيويًا بفضل عناصره غير العضوية حصراً

الأسمنت المؤقت من Hoffmann's للتعويضات المؤقتة التقليدية المستعملة لوقت قصير ثابت تجاه اللعاب لمدة شهر ويمكن استعماله كسدة مؤقتة. وتتأثر مدة صلاحية السدة المؤقتة بشكل كبير بنوع الجراثيم الموجودة في الفم وبشروط النظافة الفموية وكذلك بأسلوب غذاء كل مريض.



مادة إغلاق مؤقتة ذات خواص مضادة للجراثيم

أويجينول أكسيد الزنك Hoffmann's - زيت القرنفل الطبيعي



أويجينول أكسيد الزنك		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
8100600	٣٠ X ١ غ مسحوق ١٥ X ١ ملل سائل	---

التركيب:

المسحوق: أكسيد الزنك
السائل: أويجينول

مجالات الاستخدام

إغلاق مؤقت لوقت قصير للحفر مع مفعول مخفف للآلم ومهدىء

ملاحظة

استعماله يشترط وجود غطاء عاجي متكامل

مزايا أسمنت أويجينول أكسيد الزنك Hoffmann's من

- زيت قرنفل طبيعي صافي
- طعم قرنفل قوي

جوتابيرشا Hoffmann's



جوتابيرشا		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
82303	قضبان، ١١٠ غ	---

التركيب:

أكسيد الزنك، جوتابيرشا، بارافين، شمع النحل

مجالات الاستخدام

- إغلاق مؤقت للحفر
- إغلاق الثقوب في براغي الغرسات خلال فترة التلاحم

مزايا الجوتابيرشا من Hoffmann's

- جوتابيرشا خام حقيقية
- تقبل حيوي عالي
- تأثير مضاد للجراثيم
- سهل الإزالة دون بقايا
- إزالة سهلة من الحفر بالمسبر أو المجرفة
- خالية من الأويجينول



مادة طبعات لدنة بالحرارة لصنع طبعات دقيقة وتسجيل العضة الإطباقية

مادة الطبقات الخضراء من Hoffmann's - لدنة بالحرارة



مادة طبقات خضراء		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
82607	١٥ قضيب	أخضر

التركيب:

ستيارين، كوبال، طلق، شمع الخارنوبا

مجالات الاستخدام

- تصحيح الطبقات
- رفع حواف الطبقة
- تسجيل العضة الإطباقية
- طبقات بالحلقة النحاسية

درجة حرارة التحضير

٥٨ - ٦٢ مئوية

مزايا كتلة الطبقات الخضراء Hoffmann's

- تسخين سهل
- قابلية سيولة ممتازة
- تغيير متجانس في الشكل
- تسجيل العضة قابلة للتوضيح من جديد والتصحيح والخرائط بسهولة
- تصلب سريع في الماء البارد
- تركيبة من المواد الخام الطبيعية بدرجة نقاء عالية
- بجودة دوائية
- لامحاذير فيزيولوجية لها
- تتفكك متجولة لسداد عضوي



مادة طبعات لدنة بالحرارة لصنع طبعات وظيفية دقيقة

مادة الطبقات الحمراء من Hoffmann's - لدنة بالحرارة



مادة الطبقات الحمراء		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
82604	٦ صفائح	أحمر

التركيب:

أكسيد الزنك، جوتابيرشا، بارافين، شمع النحل

مجالات الاستخدام

- أخذ الطبقات الفردية
- تسجيل العضة حتى في الفك الأودر قبل تصنيع الجبائر الخاصة

ملائمة كذلك لتقنيات التشكيل الصغيرة والمعقدة جداً والطبقات لتصنيع الحلى

درجة حرارة التحضير

٥٨ - ٦٢ مئوية

مزايا

- تسخين سهل
- سهولة العجن
- لالتصق بالقفاذات اليدوية والأسنان والجذمات
- تسجيل العضة قابلة للتوضيح من جديد والتصحيح والخرائط بسهولة
- نسخ للتفاصيل بشكل مطابق للأبعاد
- لارائحة لها
- تركيبة من المواد الخام الطبيعية بدرجة نقاء عالية
- بجودة دوائية
- لامحاذير فيزيولوجية لها
- تتفكك متجولة لسداد عضوي



نوع خاص من شمع اللصق - ينكسر كالزجاج

الشمع الزجاجي من Hoffmann's - أحمر أو أصفر



الشمع الزجاجي		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
82914	١٤ قضيب، ٧٠ غ	أحمر
82913	١٤ قضيب، ٧٠ غ	أصفر

التركيب:

صمغ القلونية، شمع النحل، شمع الخارنوبا

مجالات الاستخدام

- تعبئة فراغات البطانات على النموذج
- تثبيت الأجزاء التي يراد لحملها قبل تصنيع نموذج اللحم
- تشكيل التيجان والجسور: تثبيت النموذج على قمع السكب، تثبيت القبعات بشكل جسر
- إعادة تثبيت نماذج الجسور المقطوعة لمنع تشكل جهود توتر في الشمع
- تصحيح الكسور في التعويضات: تثبيت قاعدة التعويض المكسورة أو الأسنان المكسورة من أجل تصنيع النموذج
- تثبيت الفك العلوي و السفلي لتركيب المطباق

مزايا الشمع الزجاجي من Hoffmann's

- ملائم بشكل خاص لتقنية الشمع المباشرة التقليدية
- الشكل القضبي قابل للتخضير بشكل ممتاز
- بتسخين الشمع مباشرة على الشعلة (يقطر) أو بالصهر المعابر فوق أداة ساخنة
- خواص لصق وترباط رائعة، لا يلتصق على الجبصين وغيره من المواد السنية
- تركيبة من مواد خام طبيعية
- مراقبة ١٠٠٪ للخطأ، لا تغير غير ملحوظ لشكل النموذج أو التثبيتات: هذه المادة صلبة وقابلة للكسر بدرجة حرارة الغرفة، الشمع لا يلتوي عند الأجهاد بل ينكسر
- إزالته سهلة بواسطة جهاز البخار
- حرق دون بقايا - مع إصدار رائحة شمع النحل الذكية



شمع السكب من Hoffmann's - عاجي أو أزرق



شمع السكب		
رقم الطلب	حجم العبوة	اللون
83001	٢٠ قضيب، ٣٠ غ	أزرق
83101	٢٠ قضيب، ٣٠ غ	عاجي

التركيب:

بارافين، شمع الخارنوبا، صمغ الدمار، ستيرين

أزرق - يستعمل تقليدياً لحشوات الذهب عاجي - لترميمات الخزف والبلاستيك

مزايا

- تعبئة فراغات البطانات على النموذج
- تثبيت الأجزاء التي يراد لحملها قبل تصنيع نموذج اللحم
- تشكيل التيجان والجسور: تثبيت النموذج على قمع السكب، تثبيت القبعات بشكل جسر
- إعادة تثبيت نماذج الجسور المقطوعة لمنع تشكل جهود توتر في الشمع
- تصحيح الكسور في التعويضات: تثبيت قاعدة التعويض المكسورة أو الأسنان المكسورة من أجل تصنيع النموذج
- تثبيت الفك العلوي و السفلي لتركيب المطباق

مجالات الاستخدام


- شمع سكب بشكل قضبان ذو مرونة طبيعية
- فائقة ملائم بشكل ممتاز لأخذ طبقات الحشوات والترصيعات والتيجان والجسور
- يكثر استعماله أيضاً في تقنيات التشكيل الصغيرة والمعقدة لدى صانعي المجوهرات

نصيحة

يتم التحضير باستعمال اللهب أو الشعلة المباشرة وسكين الشمع الألكترونية

درجة حرارة الإنصهار

حوالي ٧٥ مئوية



منذ ٢٥ سنة في التطبيق السريري (Roulet, ١٩٨٩, Theiss, ٢٠٠٩)

سيلان HOFFMANN'S



أسلوب العمل

يتم مزج الكاشفين A و B من Hoffmann's Silan بنسبة ١:١ فيتشكل السيلانول، الشريك التفاعلي. ويتم في الخطوة التالية تخريش أنواع الخزف المستندة إلى السيليكا في تركيبها، مثل خزف اللوسيت الزجاجي (IPS Empress) وخزف أباتيت الفلور (IPS-e.max ZirPress) بحمض الهيدروفلوريك بحيث يتم كشف بنية سطحية بلورية ذات تثبيت مجهري. في عملية الختم بسيليكا السيلان لسطح السيليكا ينشأ ترابط كيميائي بين السيلانول والخزف نتيجة التفاعل لمجموعة الميثوكسي (R-O-CH₃) في السيلانول مع مجموعة أكسيد السيليسيوم في الخزف مع تشكل جسور رابطة من Si-O. تمتلك البقايا القصيرة للهيدروكربونات من جهة السيلانول رابطة تفاعلية مضاعفة يمكن دمجها باللمرة مع كومبوزيت التثبيت.

التركيب:

حمض الإيثان في محلول الإيثانول،
3-Methacryloxypropyl-trimethoxysilan في محلول الإيثانول

مجالات الاستخدام

- لرفع قوة الترابط الكيميائي عند التثبيت اللاصق لخزف السيليكا، وترميمات الخزف الأكسيدي المسلكن أو الترميمات المعدنية مع مواد التثبيت الحاملة لمجموعة ميثاكريل (كومبوزيت، كوملومير، أرسومير)
- كوسيط لاصق بين الخزف والكومبوزيت في تصحيحات الخزف

مزايا السيلان ذو عنصرين من Hoffmann's

- قوة تفاعل كاملة لأن مزج الكاشفين يتم مباشرة قبل التطبيق
- صلاحية طويلة المدى بعد فتح الزجاجات
- سطح ترابط كيميائي مثالي مع قابلية جيدة لتبلييل السطوح
- منع تشكل مناطق ضعيفة للصلق



فيلم تعليمي عن المزج
www.hoffmann-dental.com

عمل دون حساسية وذو نتائج دائمة في المخبر السني مع الصفائح القاعدية الطبيعية من صمغ اللك

صفائح قاعدية من صمغ اللك Hoffmann's



صفائح قاعدية من صمغ اللك	حجم العبوة
رقم الطلب	
82824	٨ صفائح للفك العلوي ٤ + صفائح للفك السفلي
82825	١٢ صفيحة للفك العلوي
82826	١٢ صفيحة للفك السفلي
8282104	٥٠ صفيحة للفك العلوي، ٥٠ صفيحة للفك السفلي
8282105	١٠٠ صفيحة للفك العلوي
8282106	١٠٠ صفيحة للفك السفلي

مجالات الاستخدام

- طبقات فردية
- تصنيع التعويضات: مادة أساسية لتسجيل العضة وتنضيد الأسنان

الخواص

- تشكيل متجانس وسهل بالحرارة
- ثابتة الشكل (تحتفظ بشكلها عند التجريب في فم المريض)
- متوفرة بنموذجين للفك العلوي والسفلي
- سماكة المادة حوالي ١,٢ مم

التركيب:

صمغ اللك، ستيرين، طلق، ميكافون

المزايا بالمقارنة مع أصناف البلاستيك المتصلبة بالضوء أو ذاتية التصلب

- تتم التصحيحات دون خسارة في المواد من خلال التسخين من جديد
- مواد طبيعية ذات درجة نقاء عالي بجودة الأدوية
- لامحاذير فيزيولوجية لها
- قابلة للتفكك العضوي
- رفيقة بالجلد - لا تسبب أي حساسية
- رائحة طيبة



صفائح قاعدية متصلة بالضوء لتصنيع طبقات فردية شكلية ووظيفية

صفائح قاعدية Ultra Violet Hoffmann's



صفائح قاعدية Ultra Violet	حجم العبوة
رقم الطلب	
828300	٥٠ صفيحة، الفك العلوي

مجالات الاستخدام

- صفائح قاعدية لتنضيد النماذج الشمعية
- تصنيع الطبقات الفردية
- أخذ الطبقة الوظيفية في أعمال التعويض للتيجان والجسور
- مساطر عضة وصفائح لتسجيل أوتاد الدعم داخل الفم

ملاحظة أمان

UV Base تحوي ميتا أكريلات، قد تشكل عوامل أرج بالتماس. لمنع التماس المباشر مع الجلد غطيت الصفائح بطبقة تثبيط من الفازلين، التي تظهر بشكل طبقة لزجة على سطح الصفائح بعد التصلب في الفرن الضوئي. ويمكن إزالة هذه الطبقة بعد التصلب الضوئي بخرقة مبللة بالكحول. وضعت هذه الخطوة الإضافية في العمل لحماية جلدكم.

التركيب:

نسيج من الميتا أكريلات المتعددة الوظيفة ومواد الملء اللاعضوية

مزايا Ultra Violet Base من Hoffmann's

- ثبات عالي للأبعاد، متانة ضد الكسر
- سماكة صفائح منخفضة ومتجانسة بقيمة ٢,٢ مم
- تقلص منخفض جداً (٢,٠٨ حجم٪)
- امتصاص منخفض للماء (> ٠,١٪)
- زمن تشكيل طويل في ضوء النهار العادي
- تصلب كامل بالضوء خلال دقائق قليلة في أفران الضوء الشائعة (ضوء فوق بنفسجي أو هالوجين)

ننصح باستعمال الصفائح القاعدية من صمغ اللك من Hoffmann's كبديل رقيق بالبيئة

ملاحظات

ضعوا كيس بارد تحت لوح الزجاج في أيام الصيف الحارة

نصيحة



أدوات الخبراء Hoffmann's

TIP

أدوات الخبراء		
رقم الطلب	الأداة	الأبعاد والوزن
82900	لوح مزج من الكريستال، ثقيل الوزن	١٥٠ X ٧٥ X ٢٠ مم، ٥٩٦ غ
82908	ملوق أسمنت، نموذج ثقيل	حوالي ١٧,٢ مم، ٢٣ غ

لوح مزج زجاجي - لوح ثقيل من الكريستال

مقاوم للكسر، مقاوم للخدش من قبل الملاوق المعدنية وسهل التنظيف. القاعدة المثالية لمزج كل أسمنتات Hoffmann's.

يحتفظ الزجاج بحرارة ثابتة خلال كل عملية المزج حتى عند تشكل حرارة تفاعل. يوفر لوح الزجاج مساحة كافية لمد المعاجين ويسمح بالعمل الآمن والأرغونومي.

ملوق أسمنت - نموذج ثقيل

توفر ملوقة الأسمنت راحة كبيرة في العمل وتسهل مزج الأسمنت - حتى في حالة قوام مواد التبطين المتماسكة القابلة للرص.

للتواصل بنا

يمكنكم الحصول على معلومات تفصيلية عن المواد وطرق التحضير ومصادر الشراء من المختصين بالمنتجات الطبية لدينا:



POSTAL ADDRESS:
Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin
Germany

FACTORY SALES:
Konturstraße 58-62
12099 Berlin, Germany
Opening times CET:
Mo-Thu: 8:00 - 18:00
Fri: 8:00 - 17:00

Phone.: +49 30 82 00 99 11
Fax: +49 30 82 28 145
Email: export@hoffmann-dental.com

IMPRINT

© 2017 Hoffmann Dental Manufaktur GmbH
Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin | Germany
www.hoffmann-dental.com

 Otto Hoffmann
 @HoffmannDental

Publisher: Yvonne Hoffmann
Cover courtesy: bpk / Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz,
SMB / Olaf M. Teßmer
الرسوم التوضيحية: Norbert Folberger (الصفحات 7، 9، 28)

لاتجوز إعادة نشر الكاتالوج أو أي جزء منه إلا بموافقة الشركة Hoffmann Dental Manufaktur GmbH



WEB SHOP:
www.proxidentis.de