

Instruction for the dentist / dental technician

Composition:
copal, ethanol

Areas of Application:

Protective varnish prior to cement, dentinal tubuli sealing, cavity lining prior to amalgam permanent filling and gold restorations to prevent penetration of corrosion products, insulation against thermal shock. Protective varnish for the surface of cement fillings and plaster models.

Dispensing Instructions:

When used as cavity liner, first clean and dry the cavity to be filled.

Take varnish from bottle with single use disposable brush, plastic or cotton pellet and apply thinly to the surfaces to be protected (dentine surface, entire cavity preparation including the margins, etc.).

Dry with gentle air stream. Apply a second layer after completely drying of the first layer.

Working Time: approx. 30 seconds

Drying Time: approx. 30 seconds

Special information:

- Hoffmann's Copal varnish should not be used in the event of known allergies to its components.
- Do not use Hoffmann's Copal Varnish with resin-based cement or filling materials as cavity varnish may interfere with hardening process.
- In order to prevent damage to the protective varnish film on the surface of cement, the patient must not eat for 1 hour after application.
- Tightly close the varnish bottle immediately after use to avoid loss of solvent.
- Does not contain chloroform or ethyl ether.
- Avoid contact with open flame.
- Store the bottle in the box



Package Size: 50 ml bottle

Hoffmann's Copal Varnish

- For dental use only, recommended to use with Hoffmann's Cements
- Do not use after the expiration date

MADE IN GERMANY

Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

Zusammensetzung:
Kopal, Ethanol

Anwendungsgebiete:

Schutzlack vor Zementfüllungen, Verschluss von Dentinkanälchen, Auskleidung von Kavitäten vor Amalgamfüllungen und Restaurationen aus Gold zum Schutz vor Korrosionsprodukten, Isolierung gegen thermischen Schock, Schutzlack für die Oberflächen von Zementfüllungen und Gipsmodellen.

Verarbeitung:

Bei Verwendung als Kavitätenlack erst die Kavität reinigen und trocknen.

Hoffmann's Kopal Lack wird mit einem Einmalpinsel, einem Schaumstoff- oder Wattepellet aus der Flasche entnommen und auf die zu schützenden Flächen dünn aufgetragen (Dentinoberfläche, Kavität einschließlich Ränder etc.). Der Lack wird mittels milder Druckluft getrocknet. Eine zweite Lage des Schutzlackes wird erst nach vollständigem Trocknen der ersten Schicht appliziert.

Verarbeitungszeit: ca. 30 Sekunden

Trocknungszeit: ca. 30 Sekunden

Hinweise:

- Hoffmann's Kopal Lack soll bei bekannter Allergie gegen seine Inhaltsstoffe nicht verwendet werden.
- Die Applikation von Hoffmann's Kopal Lack als Kavitätenlack ist bei Verwendung von kunststoff-basierten Zementen oder Füllungsmaterialien kontraindiziert.
- Um den Lackfilm nicht zu beschädigen, soll der Patient 1 Stunde lang nichts essen.
- Die Flasche ist nach der Entnahme sofort wieder zu verschließen, um Verlust von Lösungsmittel zu vermeiden.
- Enthält kein Chloroform und kein Ethylether
- Kein Kontakt mit offenem Feuer.



Packungsgröße: Flasche mit 50 ml

Hoffmann's Kopal Lack

- dient nur dem zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden

MADE IN GERMANY