



HOFFMANN'S

GUTTAPERCHA



Made in Germany

For further languages visit our website
www.hoffmann-dental.com

REF 82303

hergestellt von/manufactured by
HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH

Wangenheimstraße 37/39
14193 Berlin
Germany

Tel: +49(0)30/85 10 27 3
Fax: +49(0)30/82 28 14 5
quality@hoffmann-dental.com
www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 2018

HOFFMANN'S

Guttapercha



Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt

Zusammensetzung:

Zinkoxid, Guttapercha, Paraffin, Bien

enwachs Anwendungsgebiet:

Zum provisorischen Verschluss von Kavitäten, die keinem übermäßigen Kaudruck ausgesetzt sind und keine flüssigen Medikamente enthalten. Zum provisorischen Verschluss von Löchern in Implantatschrauben.

Besondere Hinweise:

GUTTAPERCHA nicht verwenden bei:
Verschluss von einlagen, applikation auf die eröffnete Pulpa, Kavitäten die flüssige Medikamente enthalten.

Dosierung:

Von einer Stange GUTTAPERCHA wird die benötigte Menge abgetrennt.

Verarbeitung: Das GUTTAPERCHA wird auf einer beheizbaren Platte auf 60 – 65 °C erwärmt. Das erwärmen kann auch über einer kleinen Brennerflamme erfolgen.

Jede Überhitzung und der direkte Kontakt mit der Flamme sind zu vermeiden, da sich Guttapercha dabei zersetzt. Mit einem Metallspatel wird das erwärmte Material geknetet und dann appliziert.

Packungsgrößen: 110 g

HOFFMANN'S GUTTAPERCHA

- dient nur dem zahnärztlichen Gebrauch
- nicht zu heiß applizieren, sonst thermische Pulpaschädigung
- bei vitalen Zähnen ist ein geeigneter Pulpa-/Dentinschutz erforderlich
- ist immer in verschlossenen Behältern zu verwahren und vor Lichteinwirkung zu schützen
- Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden

HOFFMANN'S

Guttapercha



Instruction for use for the dentist

Composition:

zinc oxide, gutta-percha, paraffin, beeswax

Area of Application:

For temporary sealing of cavities not exposed to strong chewing forces and not containing fluid medicines. For temporary sealing for holes in implant screws.

Special information:

Do not apply GUTTAPERCHA in case of:
Sealing of insertions, applications on opened dental pulp, cavities containing liquide medicines.

Dispensing:

Cut the required quantity from the GUTTAPERCHA stick.

Processing: heat the GUTTAPERCHA to 60 – 65 °C on a hot plate. the heating may also be performed using a small flame. avoid overheating and direct contact to the flame, as this causes its decomposition. Knead and apply the heated material with a metal spatula.

Package Sizes: 110 g

HOFFMANN'S GUTTAPERCHA

- For dental use only
- Do not apply when too hot, otherwise thermal damage to pulp/dentine
- a suitable pulp/dentine protection is necessary for vital teeth
- Store in closed containers and protect from light
- Do not use after the expiration date