



HOFFMANN'S

GLASSWACHS

Adhesive Wax



Made in Germany

ReOrder-No.: **REF** 82913 (yellow)

ReOrder-No.: **REF** 82914 (red)

Hergestellt von/manufactured by

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH

Wangenheimstraße 37/39

14193 Berlin, Germany

Tel: +49 30 820099-0

Fax: +49 30 8228145

quality@hoffmann-dental.com

www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 06/2026

HOFFMANN'S GLASSWACH

Klebewachs gelb / rot



**Gebrauchsanweisung für den Zahnarzt/
Zahntechniker**

Zusammensetzung:

Glaswachs enthält: Kolophonium, Bienenwachs, Carnaubawachs

Anwendungsgebiete:

Glaswachs gelb:

Klebewachs zum Zusammensetzen von Kronen- und Brückenarbeiten.

Glaswachs rot:

Klebewachs zum Ansetzen von Zähnen.

Verarbeitungsempfehlung:

Das Glaswachs wird mit Hilfe des Bunsenbrenners erwärmt und auf die zu klebende Stelle geträufelt.

Packungsgröße:

14 Stangen, 70 g

HOFFMANN'S GLASWACHS

- dient nur dem zahnärztlichen und zahntechnischen Gebrauch
- nach Ablauf des  Verfalldatums nicht mehr verwenden
- Farbschwankungen haben keinen Einfluß auf die Qualität

HOFFMANN'S ADHESIVE WAX

Adhesive Wax yellow / red



**Instruction for use for the dentist/
dental technician**

Composition:

adhesive wax contains: colophony, beeswax, carnauba wax

Area of Application:

Adhesive wax yellow:

for the assembly of crown and bridge work.

Adhesive wax red:

for the fixation of teeth

Processing Recommendation:

Heat the adhesive wax with a Bunsen burner and permit it to drip onto the assembly point.

Package Size:

Package with 14 sticks, 70 g

HOFFMANN'S ADHESIVE WAX

- for dental and dental laboratory use only
- Do not use after the  expiration date
- minor colour variations have no effect on the quality of the product

HOFFMANN'S CIRE COLLANTE

Cira adhésive jaune / rouge



**Indications à l'usage du dentiste /
technicien dentaire**

Composition:

cire collante contient: colophane, cire d'abeille, cire de carnauba

Indications:

Cire adhésive jaune:

Assemblage de travaux de couronnes et de bridges.

Cire adhésive rouge:

pour fixations des dents

Preparation:

Chauffer la cire collante au bec Bunsen et laisser goutter sur la surface devant être collée.

Conditionnement:

14 bâtons de 70 g

HOFFMANN'S GLASWACHS

- est réservé exclusivement aux dentistes et aux techniciens dentaires
- Ne pas utiliser au-delà de la  date de péremption.
- des variations de couleur n'ont aucune influence sur la qualité du produit



HOFFMANN'S

GLASSWACHS

Adhesive Wax



Made in Germany

ReOrder-No.: **REF** 82913 (yellow)

ReOrder-No.: **REF** 82914 (red)

Hergestellt von / manufactured by

HOFFMANN DENTAL MANUFAKTUR GMBH

Wangenheimstraße 37/39

14193 Berlin, Germany

Tel: +49 30 820099-0

Fax: +49 30 8228145

quality@hoffmann-dental.com

www.hoffmann-dental.com

Stand der Information: 06/2026

HOFFMANN'S CERA DE PEGANTE

Cera pegante amarilla / roja

es

Instrucciones de uso para el dentista/ técnico dental

Composición:

cera de vidrio contienen: colofonia, cera de abejas, cera de carnaubal

Campos de aplicación:

Cera adhesiva amarilla:

para la composición de trabajos de coronas y puentes.

Cera adhesiva roja:

para la inserción de dientes

Preparación:

Caliente la cera de vidrio con un mechero Bunsen y déjela gotear sobre el área que sea preciso pegar.

Tamaios de envase:

14 barras, 70g

HOFFMANN'S GLASWACHS

- Sirve unicamente para usos odontológico.
- No utilizar despues de la  fecha de caducidad.
- Las variaciones de color no influyen en la calidad.